

Холодильники и морозильники Midea Biomedical

ДИА-М
сервисная лаборатория

Midea | Biomedical

Холодильники фармацевтические

Технология **top cooling** (для моделей от 316 л) – мощный поток воздуха сверху вниз создает подобие занавеса для теплого воздуха извне при открытой двери, что уменьшает температурные колебания в камере на 40 % и повышает эффективность охлаждения на 15 %. Инверторный компрессор (для моделей от 416 л) – скорость работы компрессора меняется в зависимости от температуры в камере (если нужно охладить воздух сильнее, скорость его работы повышается).

- Диапазон температур, °С – от +2 ... +8
- Двери металлические глухие (обозначаются символом **С** или со стеклопакетом)
- На дисплее отражаются показатели температуры и влажности в камере (кроме моделей с символом **В**)
- ЖК-дисплей, USB-порт (кроме модели **MC- 5L316B**), батарея резервного питания
- Сигнализация – при повышении/понижении температуры в камере, неполадках с электропитанием, незакрытой двери, высокой температуре окружающей среды
- Опции – дополнительные полки, принтер

MC-5	L42	L126	L316/B	L416	L416C	L756	L1006	L1006C
Объем, л	42	126	316	416		756	1006	
Дверь	Стекло				Металл	Стекло		Металл



Холодильник 42 л, MC-5 L42



Холодильник 1006 л, MC-5 L1006



Холодильник 416 л, MC-5 L416C

Комбинированные холодильники-морозильники

- Диапазон температур в холодильной камере, °С – от +2 ... +8
- Диапазон температур в морозильной камере, °С – от -10...-25/-30/-40
- Двойной контур охлаждения (кроме **MCD-25L350**)
- Система **Top cooling** в холодильной камере (кроме **MCD-25L350**)
- Две металлические двери
- Микропроцессорный контроль, ЖК-дисплей, USB-порт, батарея резервного питания
- Сигнализация – при повышении/понижении температуры в камере, неполадках с электропитанием, незакрытой двери, высокой температуре окружающей среды
- Аксессуары и опции – дополнительные полки, принтер



Холодильник-морозильник, 206/144 л,
MCD-25L350



Холодильник-морозильник, 247/259 л,
MCD-40L506

	MCD-25 L350	MCD-40 L350	MCD-25 L506	MCD-40 L506
Объем холод./мороз. камер, л	206/144	206/144	247/259	247/259
Диапазон температур в морозильной камере	-10...-25	-20...-40	-10...-25	-20...-40

Морозильники до -40 и -25 °C

- Диапазон температур, °C – от -10 ... -25 (серия **MD-25W**) и -20...-40 (серия **MD-40W**)
- Микропроцессорный контроль, ЖК-дисплей, USB-порт, батарея резервного питания
- Материал внутри камеры – окрашенная сталь
- Сигнализация – при повышении/понижении температуры в камере, неполадках с электропитанием, незакрытой двери, высокой температуре окружающей среды

	MD-25L308	MD-25W198	MD-25W288	MD-25W368	MD-25W568
Объем, л	308	198	288	368	568
Исполнение	вертикальное	горизонтальное			

	MD-25L518	MD-40W301	MD-40L308	MD-40L518
Объем, л	518	301	308	518
Исполнение	вертикальное	горизонтальное	вертикальное	

Информация для заказа:

MC-5L42	Холодильник +2...+8 °C, 42 л, стеклянная дверь, MC-5L42, Midea	44 650,=
MC-5L126	Холодильник +2...+8 °C, 126 л, стеклянная дверь, MC-5L126, Midea	51 737,=
MC-5L316	Холодильник +2...+8 °C, 316 л, стеклянная дверь, индикация влажности, MC-5L316, Midea	113 379,=
MC-5L316B	Холодильник +2...+8 °C, 316 л, стеклянная дверь, MC-5L316B, Midea	79 716,=
MC-5L416	Холодильник +2...+8 °C, 416 л, стеклянная дверь, индикация влажности, MC-5L416, Midea	131 146,=
MC-5L416C	Холодильник +2...+8 °C, 416 л, металлическая дверь, индикация влажности, MC-5L416C, Midea	126 237,=
MC-5L756	Холодильник +2...+8 °C, 756 л, две стеклянных двери, индикация влажности, MC-5L756, Midea	201 511,=
MC-5L1006	Холодильник +2...+8 °C, 1006 л, две стеклянных двери, индикация влажности, MC-5L1006, Midea	266 031,=
MC-5L1006C	Холодильник +2...+8 °C, 1006 л, две металлических двери, индикация влажности, MC-5L1006C, Midea	259 954,=
MD-25L308	Морозильник до -25 °C, 308 л, вертикальный, MD-25L308, Midea	135 538,=
MD-25W368	Морозильник до -25 °C, 368 л, горизонтальный, MD-25W368, Midea	117 280,=
MD-25W288	Морозильник до -25 °C, 288 л, горизонтальный, MD-25W288, Midea	88 365,=
MD-25W198	Морозильник до -25 °C, 198 л, горизонтальный, MD-25W198, Midea	70 550,=
MD-25L518	Морозильник до -25 °C, 518 л, вертикальный, MD-25L518, Midea	218 761,=
MD-40L518	Морозильник до -40 °C, 518 л, вертикальный, MD-40L518, Midea	249 028,=
MD-40W301	Морозильник до -40 °C, 301 л, горизонтальный, MD-40W301, Midea	122 730,=
MD-40L308	Морозильник до -40 °C, 308 л, вертикальный, MD-40L308, Midea	139 939,=
MCD-25L350	Холодильник-морозильник, +2...+8/-10...-25 °C, 206/144 л, вертикальный, MCD-25L350, Midea	154 781,=
MCD-25L506	Холодильник-морозильник, +2...+8/-10...-25 °C, 247/259 л, вертикальный, MCD-25L506, Midea	220 237,=
MCD-40L506	Холодильник-морозильник, +2...+8/-10...-40 °C, 247/259 л, вертикальный, MCD-40L506, Midea	258 378,=

Цены указаны в рублях на 1 мая 2023 г.

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург

+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск

+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж

+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола

+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск

+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань

+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону

+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург

+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово

+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения

+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

