

Микротомы, гистологическая обработка тканей, окраска мазков

Россия



Все приборы, описанные ниже, имеют Регистрационное удостоверение (РУ) Росздравнадзора РФ.

Микротом санный МС-1 механический/электрический – применяется для получения тонких срезов твердых или залитых в парафин образцов.

- Диапазон толщины среза, мкм – 1–30;
- полное вертикальное перемещение образца, мм – 60;
- перемещение образца, мм: вертикальное – 30; горизонтальное – 30;
- заклон ножа в ножедержателе, град – 25;
- размеры объектов для зажима в тисках, мм: длина 0–45, ширина 0–40.



Микротом ротационный полуавтоматический Ротмик 2А для быстрого, качественного получения тончайших срезов объектов гистологического препарата.

- Диапазон толщины срезов, мкм – от 0,5 до 100;
- диапазон установки функции тримминга, мкм – от 1 до 100;
- угол наклона режущего инструмента, град – 5–25;
- диапазон установки ретракции, мкм – 0,65–100;
- перемещение держателя, мм – по вертикали 60; по горизонтали 30;
- ориентация держателя кассет/объекта, град – вокруг оси X – ± 8 , вокруг оси Y – ± 8 , вокруг оси Z – ± 5 (опционально 360).



Микротом ротационный моторизованный Ротмик 2М для быстрого, качественного получения тончайших срезов объектов гистологического препарата, залитых в парафин или целлоидин.

- Диапазон толщины срезов, мкм – от 0,5 до 60;
- диапазон установки функции тримминга, мкм – 1 до 60;
- угол наклона режущего инструмента, град – 5–25;
- перемещение объекта, мм: по вертикали – ручное, 65; по горизонтали – моторизованное, 30;
- диапазон установки ретракции, мкм – 30, 60, 90;
- ориентация держателя кассет/объекта, град – вокруг оси X – ± 8 , вокруг оси Y – ± 8 , вокруг оси Z – ± 5 (опционально 360).



Микротом ротационный прецизионный Ротмик 2П для быстрого, качественного получения тончайших срезов объектов гистологического препарата, залитых в парафин или целлоидин.

- Диапазон толщины срезов, мкм – от 0,25 до 100;
- диапазон функции тримминга, мкм – от 1 до 100;
- наличие автоматизации – программируемые параметры срезов, моторизованная подача объекта;
- угол наклона режущего инструмента, мм – 5–25;
- увеличение микроскопа, кр – 7,5–30;
- межзрачковое расстояние – от 52 до 75;
- освещение – люминесцентный осветитель;
- перемещение объекта, мм: по вертикали – ручное, 65; по горизонтали – моторизованное, 30;
- диапазон установки ретракции, мкм – 30, 65, 100;
- ориентация держателя кассет/объекта, град – вокруг оси X – ± 8 , вокруг оси Y – ± 8 , вокруг оси Z – ± 5 (опционально 360).



Аппарат для гистологической обработки тканей АГОТ-1 предназначен для фиксации, обезвоживания, просветления в растворах, пропитки в парафине и других видов химической обработки в процессе приготовления препаратов.

- Общее количество станций, шт — 12
- Количество парафиновых станций, шт — 3
- Рабочий объем ванны, л — 1,8
- Количество одновременно обрабатываемых корзин с образцами, шт — 2
- Максимальная загрузка кассет в две корзины, шт — 160
- Количество предустановленных программ обработки, шт — 9
- Диапазон регулировки нагрева парафина, °С — до 75
- Предельный вакуум в ванне с парафином, кПа — 50



Автомат для окраски мазков АОМ-1 применяется в лабораториях, производящих гистологические, гематологические, морфологические, цитологические исследования.

- Общее количество станций, шт — 24
- Количество станций сушки, шт — 2
- Количество промывочных станций, шт — 2
- Количество предметных стекол в штативе с вертикальным положением, шт — 25
- Размеры предметных стекол (толщина от 1,2 до 2), мм — 75–25
- Количество заводских предустановленных программ окраски, шт — 14
- Температура сушки, °С — 60



Информация для заказа

МС-1мех_баз	Микротом санный МС-1, механический, базовая комплектация	606 656,=
МС-1мех_пол	Микротом санный МС-1, механический, полная комплектация	688 513,=
МС-1электр_баз	Микротом санный МС-1, электрический, базовая комплектация	606 656,=
МС-1электр_пол	Микротом санный МС-1, электрический, полная комплектация	688 513,=
Ротмик 2А	Микротом ротационный Ротмик 2А, полуавтоматический	1 583 783,=
Ротмик-2М	Микротом ротационный Ротмик-2М, моторизованный	1 080 405,=
Ротмик 2П	Микротом ротационный Ротмик 2П, прецизионный	1 773 648,=
АГОТ-1	Аппарат для гистологической обработки тканей АГОТ-1 карусельного типа	1 759 459,=
АГОТ-1пов	Аппарат для гистологической обработки тканей АГОТ-1 карусельного типа в комплекте с поворотным устройством	1 844 594,=
АГОТ-1вак	Аппарат для гистологической обработки тканей АГОТ-1 карусельного типа без вакуума	1 709 459,=
АГОТ-1пов_вак	Аппарат для гистологической обработки тканей АГОТ-1 карусельного типа без вакуума в комплекте с поворотным устройством	1 784 459,=
АОМ-1	Автомат для окраски мазков АОМ-1	1 794 594,=
SG-1818-N	Стекло покровное, 18×18×0,13-0,16 мм, 100 шт./уп., 50 уп./кор.	16 800,=
SG-2020-N	Стекло покровное, 20×20×0,13-0,16 мм, 100 шт./уп., 50 уп./кор.	18 400,=
SG-2222-Nуп	Стекло покровное, 22×22×0,13-0,16 мм, 100 шт./уп., 50 уп./кор.	2 352,=
SG-2424-N	Стекло покровное, 24×24×0,13-0,16 мм, 100 шт./уп., 50 уп./кор.	25 600,=
SG-2432-N	Стекло покровное, 24×32×0,13-0,16 мм, 100 шт./уп., 500 уп./кор.	32 800,=
SG-2450-N	Стекло покровное, 24×50×0,13-0,16 мм, 100 шт./уп., 50 уп./кор.	21 600,=
7105	Стекло предметное, 25,4×76,2 мм, без шлиф. кр, матовое поле для маркировки	13 854,=
7107-G	Стекло предметное, 25×75×1 мм, шлиф. кр. 45°, белое поле для маркировки, 50 шт./уп., 50 уп./кор.	6 720,=
7109-W	Стекло предметное, 26×76×1 мм, шлиф. кр. 45°, белое поле для маркировки, 50 шт./уп., 40 уп./кор.	12 480,=
S-SOD-W	Стекло предметное, 26×76×1 мм, шлиф. кр. 45°, полилизинное покрытие, белое поле для маркировки, 50 шт./уп., 50 уп./кор.	8 400,=
T-SOD-W	Стекло предметное, 26×76×1 мм, шлиф. кр. 45°, положительно заряженное, белое поле для маркировки, 50 шт./уп., 50 уп./кор.	36 480,=
KGS-500W	Кассета гистологическая с крышкой, 40×28×6 мм, 500 шт/упак.	3 376,=
KBS-500W	Кассета для биопсии с крышкой, 40×28×6 мм, 500 шт/упак.	3 612,=
PB-1000W3	Прокладки для биопсии, 1000 шт/упак.	3 360,=
3858.5000	Парафин гистологический Plus (56°C), 5 кг	под заказ
3857.1000	Формалин 10%, забуференный, 1 л	под заказ
141769.2711	Ксилол, 98,0 %, смесь изомеров, 1 л	4 807,=

Цены указаны в рублях на 1 марта 2023 г.

ООО «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7(923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemeroovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

