

Мерная лабораторная посуда класса А

ДИА-М
сервисная лаборатория



Цилиндры ■ Колбы ■ Пипетки ■ Бюретки

В данной листовке представлена **мерная лабораторная посуда класс А по ISO 9001:2015** производства **Glassco**.
Мерная посуда класса В – на сайте dia-m.ru

Цилиндры мерные

Цилиндры мерные – высокие стеклянные сосуды с градуировкой на стенках для отмеривания определенного объема. Шкала, соответствующая вместимости цилиндра, нанесена на боковой поверхности с помощью краски или гравировки. Основание мерных цилиндров – разных форм и материалов: шестиугольное, круглое, из стекла или полиэтилена.

Поставляются с сертификатом на партию или с индивидуальным сертификатом.

Стоимость мерных цилиндров с индивидуальным сертификатом см. на сайте dia-m.ru, ниже даны цены на мерные цилиндры с сертификатом на партию.




139.202.00A	Цилиндр мерный, класс А, 5 мл, ц.д. 0,1 мл, БС, шестиуг. осн., серт. на партию, 2 шт./уп.	1 192,=
137.204.01	Цилиндр мерный, класс А, 5 мл, ц.д. 0,1 мл, БС, шестиуг. осн., ПЭ, с защит. кольцом, серт. на партию, 2 шт./уп.	683,=
139.292.00A	Цилиндр мерный, класс А, 5 мл, ц.д. 0,1 мл, БС, шестиуг. осн., серт. на партию, 2 шт./уп.	1 288,=
139.202.01	Цилиндр мерный, класс А, 5 мл, ц.д. 0,1 мл, БС, круг. осн., серт. на партию, 2 шт./уп.	673,=
142.202.00A	Цилиндр мерный, класс А, 5 мл, ц.д. 0,1 мл, БС, шестиуг. осн., шлиф 10/19, соответ. DIN EN ISO 4788, пробка ПЭ, серт. на партию, 2 шт./уп.	2 004,=
139.202.01A	Цилиндр мерный, класс А, 10 мл, ц.д. 0,2 мл, БС, шестиуг. осн., серт. на партию, 2 шт./уп.	1 192,=
137.204.02	Цилиндр мерный, класс А, 10 мл, ц.д. 0,2 мл, БС, шестиуг. осн., ПЭ, с защит. кольцо, серт. на партию, 2 шт./уп.	698,=
139.292.01A	Цилиндр мерный, класс А, 10 мл, ц.д. 0,2 мл, БС, шестиуг. осн., серт. на партию, 2 шт./уп.	1 316,=
139.202.02	Цилиндр мерный, класс А, 10 мл, ц.д. 0,2 мл, БС, круг. осн., серт. на партию, 2 шт./уп.	696,=
142.202.01A	Цилиндр мерный, класс А, 10 мл, ц.д. 0,2 мл, БС, шестиуг. осн., шлиф 10/19, соответ. DIN EN ISO 4788, пробка ПЭ, серт. на партию, 2 шт./уп.	2 039,=
139.202.02A	Цилиндр мерный, класс А, 25 мл, ц.д. 0,5 мл, БС, шестиуг. осн., серт. на партию, 2 шт./уп.	1 361,=
137.204.03	Цилиндр мерный, класс А, 25 мл, ц.д. 0,5 мл, БС, шестиуг. осн., ПЭ, с защит. кольцо, серт. на партию, 2 шт./уп.	896,=
139.292.02A	Цилиндр мерный, класс А, 25 мл, ц.д. 0,5 мл, БС, шестиуг. осн., серт. на партию, 2 шт./уп.	1 490,=
139.202.03	Цилиндр мерный, класс А, 25 мл, ц.д. 0,5 мл, БС, круг. осн., серт. на партию, 2 шт./уп.	870,=
142.202.02A	Цилиндр мерный, класс А, 25 мл, ц.д. 0,5 мл, БС, шестиуг. осн., шлиф 14/23, соответ. DIN EN ISO 4788, пробка ПЭ, серт. на партию, 2 шт./уп.	2 231,=
139.202.03A	Цилиндр мерный, класс А, 50 мл, ц.д. 1,0 мл, БС, шестиуг. осн., серт. на партию, 2 шт./уп.	1 409,=
137.204.04	Цилиндр мерный, класс А, 50 мл, ц.д. 1,0 мл, БС, шестиуг. осн., ПЭ, с защит. кольцо, серт. на партию, 2 шт./уп.	1 128,=
139.292.03A	Цилиндр мерный, класс А, 50 мл, ц.д. 1,0 мл, БС, шестиуг. осн., серт. на партию, 2 шт./уп.	1 543,=
139.202.04	Цилиндр мерный, класс А, 50 мл, ц.д. 1,0 мл, БС, круг. осн., серт. на партию, 2 шт./уп.	1 058,=
142.223.03A	Цилиндр мерный, класс А, 50 мл, ц.д. 1,0 мл, БС, шестиуг. осн., шлиф 19/26, соответ. DIN EN ISO 4788, пробка ПЭ, серт. на партию, 2 шт./уп.	2 376,=

Колбы мерные

Колбы мерные – тонкостенный плоскодонный сосуд с длинным узким горлом, на котором нанесена метка в виде кольцевой черты, для получения точного объема жидкости; представлены как из боросиликатного стекла, так и из кварца, с или без индивидуального сертификата.

Стоимость колб мерных кварцевых без индивидуального сертификата см. на сайте dia-m.ru, ниже даны цены на колбы с индивидуальным сертификатом.



QR.130.223.01	Колба мерная, класс А, 5 мл, БС, шлиф 10/19, крышка ПЭ, инд. серт., 1 шт./уп.	769,=
QR.130.223.02	Колба мерная, класс А, 10 мл, БС, шлиф 10/19, крышка ПЭ, инд. серт., 1 шт./уп.	958,=
QR.130.223.02A	Колба мерная, класс А, 20 мл, БС, шлиф 10/19, крышка ПЭ, инд. серт., 1 шт./уп.	1 035,=
QR.130.223.03	Колба мерная, класс А, 25 мл, БС, шлиф 10/19, крышка ПЭ, инд. серт., 1 шт./уп.	1 035,=

QR.130.223.04B	Колба мерная, класс А, 50 мл, БС, шлиф 14/23, крышка ПЭ, инд. серт., 1 шт./уп.	1 285,=
QR.130.223.04	Колба мерная, класс А, 50 мл, БС, шлиф 12/21, крышка ПЭ, инд. серт., 1 шт./уп.	1 125,=
Q131.220.04.	Колба мерная, класс А, 50 мл, кварц, шлиф 12/21, крышка ПЭ, 1 шт./уп.	8 346,=
QR.130.223.05	Колба мерная, класс А, 100 мл, БС, шлиф 14/23, крышка ПЭ, инд. серт., 1 шт./уп.	1 436,=
QR.130.223.05B	Колба мерная, класс А, 100 мл, БС, шлиф 12/21, крышка ПЭ, инд. серт., 1 шт./уп.	1 436,=
Q131.220.05.	Колба мерная, класс А, 100 мл, кварц, шлиф 14/23, крышка ПЭ, 1 шт./уп.	9 223,=
QR.130.223.06	Колба мерная, класс А, 200 мл, БС, шлиф 14/23, крышка ПЭ, инд. серт., 1 шт./уп.	1 784,=
QR.130.223.07	Колба мерная, класс А, 250 мл, БС, шлиф 14/23, крышка ПЭ, инд. серт., 1 шт./уп.	1 860,=
Q131.220.06.	Колба мерная, класс А, 250 мл, кварц, шлиф 14/23, крышка ПЭ, 1 шт./уп.	13 387,=
QR.130.223.08	Колба мерная, класс А, 500 мл, БС, шлиф 19/26, крышка ПЭ, инд. серт., 1 шт./уп.	2 481,=
Q131.220.07.	Колба мерная, класс А, 500 мл, кварц, шлиф 19/26, крышка ПЭ, 1 шт./уп.	15 471,=
QR.130.223.09	Колба мерная, класс А, 1000 мл, БС, шлиф 24/29, крышка ПЭ, инд. серт., 1 шт./уп.	3 783,=
Q131.220.08.	Колба мерная, класс А, 1000 мл, кварц, шлиф 24/29, крышка ПЭ, 1 шт./уп.	32 727,=
QR.130.223.10	Колба мерная, класс А, 2000 мл, БС, шлиф 29/32, крышка ПЭ, инд. серт., 1 шт./уп.	6 210,=
QR.130.223.11	Колба мерная, класс А, 5000 мл, БС, шлиф 34/35, крышка ПЭ, инд. серт., 1 шт./уп.	18 656,=



Совочек-воронка для навесок



**ОЧЕНЬ
УДОБНО!!**

245.202.01	Совочек-воронка для навесок, 3 мл, стекло, 10 шт.	10 948,=
245.202.02	Совочек-воронка для навесок, 6 мл, стекло, 10 шт.	10 912,=
245.202.03	Совочек-воронка для навесок, 10 мл, стекло, 10 шт.	10 912,=

Пипетки мерные

Пипетки мерные (волюметрические) — стеклянные трубки с нанесённой разметкой, для титрования или измерения жидкости, поставляются с индивидуальным сертификатом или сертификатом на партию, по ISO 648/ USP/ ASTM E-969.



123.454.00D	Пипетка волюметрическая, класс А, 0,5 мл, по стандарт. ASTM E-969, инд. серт., 5 шт/уп.	4 707,=
123.202.00	Пипетка волюметрическая, класс AS, 0,5 мл, одна метка, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.	2 188,=
123.252.00	Пипетка волюметрическая, класс AS, 0,5 мл, две метки, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.	2 940,=
123.461.00	Пипетка волюметрическая, класс AS, 0,5 мл, одна метка, по стандарт. USP, серт. на партию, 5 шт/уп.	2 466,=
123.454.01	Пипетка волюметрическая, класс А, 1 мл, по стандарт. ASTM E-969, инд. серт., 5 шт/уп.	4 707,=
123.202.01	Пипетка волюметрическая, класс AS, 1 мл, одна метка, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.	2 188,=
123.252.01	Пипетка волюметрическая, класс AS, 1 мл, две метки, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.	2 940,=
123.461.01	Пипетка волюметрическая, класс AS, 1 мл, одна метка, по стандарт. USP, серт. на партию, 5 шт/уп.	2 466,=
123.454.02	Пипетка волюметрическая, класс А, 2 мл, по стандарт. ASTM E-969, инд. серт., 5 шт/уп.	4 707,=
123.202.02	Пипетка волюметрическая, класс AS, 2 мл, одна метка, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.	2 188,=
123.252.02	Пипетка волюметрическая, класс AS, 2 мл, две метки, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.	2 940,=
123.461.02	Пипетка волюметрическая, класс AS, 2 мл, одна метка, по стандарт. USP, серт. на партию, 5 шт/уп.	2 466,=
123.454.02A	Пипетка волюметрическая, класс А, 3 мл, по стандарт. ASTM E-969, инд. серт., 5 шт/уп.	4 707,=
123.202.02A	Пипетка волюметрическая, класс AS, 3 мл, одна метка, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.	2 188,=
123.252.02A	Пипетка волюметрическая, класс AS, 3 мл, две метки, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.	3 085,=
123.461.02A	Пипетка волюметрическая, класс AS, 3 мл, одна метка, по стандарт. USP, серт. на партию, 5 шт/уп.	2 466,=
123.454.02B	Пипетка волюметрическая, класс А, 4 мл, по стандарт. ASTM E-969, инд. серт., 5 шт/уп.	4 707,=
123.202.02B	Пипетка волюметрическая, класс AS, 4 мл, одна метка, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.	2 188,=
123.252.02B	Пипетка волюметрическая, класс AS, 4 мл, две метки, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.	3 085,=
123.461.02B	Пипетка волюметрическая, класс AS, 4 мл, одна метка, по стандарт. USP, серт. на партию, 5 шт/уп.	2 466,=
123.454.03	Пипетка волюметрическая, класс А, 5 мл, по стандарт. ASTM E-969, инд. серт., 5 шт/уп.	4 707,=
123.202.03	Пипетка волюметрическая, класс AS, 5 мл, одна метка, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.	2 188,=
123.252.03	Пипетка волюметрическая, класс AS, 5 мл, две метки, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.	3 085,=
123.461.03	Пипетка волюметрическая, класс AS, 5 мл, одна метка, по стандарт. USP, серт. на партию, 5 шт/уп.	2 466,=
123.454.03B	Пипетка волюметрическая, класс А, 6 мл, по стандарт. ASTM E-969, инд. серт., 5 шт/уп.	4 634,=
123.202.03A	Пипетка волюметрическая, класс AS, 6 мл, одна метка, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.	2 188,=
123.252.03A	Пипетка волюметрическая, класс AS, 6 мл, две метки, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.	3 566,=
123.461.03A	Пипетка волюметрическая, класс AS, 6 мл, одна метка, по стандарт. USP, серт. на партию, 5 шт/уп.	2 466,=
123.454.03B	Пипетка волюметрическая, класс А, 7 мл, по стандарт. ASTM E-969, инд. серт., 5 шт/уп.	4 707,=
123.202.03B	Пипетка волюметрическая, класс AS, 7 мл, одна метка, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.	2 188,=
123.252.03B	Пипетка волюметрическая, класс AS, 7 мл, две метки, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.	3 566,=
123.461.03B	Пипетка волюметрическая, класс AS, 7 мл, одна метка, по стандарт. USP, серт. на партию, 5 шт/уп.	2 466,=

123.454.03C	Пипетка волюметрическая, класс А, 8 мл, по стандарт. ASTM E-969, инд. серт, 5 шт/уп.	4 707,20 =	
123.202.03C	Пипетка волюметрическая, класс AS, 8 мл, одна метка, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.		2 188,=
123.252.03C	Пипетка волюметрическая, класс AS, 8 мл, две метки, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.		3 566,=
123.461.03C	Пипетка волюметрическая, класс AS, 8 мл, одна метка, по стандарт. USP, серт. на партию, 5 шт/уп.		2 466,=
123.454.03D	Пипетка волюметрическая, класс А, 9 мл, по стандарт. ASTM E-969, инд. серт., 5 шт/уп.		4 707,=
123.202.03D	Пипетка волюметрическая, класс AS, 9 мл, одна метка, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.		2 188,=
123.252.03D	Пипетка волюметрическая, класс AS, 9 мл, две метки, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.		3 566,=
123.461.03D	Пипетка волюметрическая, класс AS, 9 мл, одна метка, по стандарт. USP, серт. на партию, 5 шт/уп.		2 466,=
123.454.04	Пипетка волюметрическая, класс А, 10 мл, по стандарт. ASTM E-969, инд. серт., 5 шт/уп.		4 707,=
123.202.04	Пипетка волюметрическая, класс AS, 10 мл, одна метка, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.		2 188,=
123.252.04	Пипетка волюметрическая, класс AS, 10 мл, две метки, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.		3 566,=
123.461.04	Пипетка волюметрическая, класс AS, 10 мл, одна метка, по стандарт. USP, серт. на партию, 5 шт/уп.		2 466,=
123.454.04E	Пипетка волюметрическая, класс А, 15 мл, по стандарт. ASTM E-969, индивид. сертификат, 5 шт/уп.		8 671,=
123.202.04A	Пипетка волюметрическая, класс AS, 15 мл, одна метка, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.		2 656,=
123.252.04A	Пипетка волюметрическая, класс AS, 15 мл, две метки, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.		3 566,=
123.461.04E	Пипетка волюметрическая, класс AS, 15 мл, одна метка, по стандарт. USP, серт. на партию, 5 шт/уп.		2 810,=
123.454.05	Пипетка волюметрическая, класс А, 20 мл, по стандарт. ASTM E-969, инд. серт, 5 шт/уп.		8 671,=
123.202.05	Пипетка волюметрическая, класс AS, 20 мл, одна метка, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.		2 656,=
123.252.05	Пипетка волюметрическая, класс AS, 20 мл, две метки, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.		4 984,=
123.461.05	Пипетка волюметрическая, класс AS, 20 мл, одна метка, по стандарт. USP, серт. на партию, 5 шт/уп.		2 854,=
123.454.06	Пипетка волюметрическая, класс А, 25 мл, по стандарт. ASTM E-969, инд. серт., 5 шт/уп.		8 671,=
123.202.06	Пипетка волюметрическая, класс AS, 25 мл, одна метка, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.		2 656,=
123.252.06	Пипетка волюметрическая, класс AS, 25 мл, две метки, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.		4 984,=
123.461.06	Пипетка волюметрическая, класс AS, 25 мл, одна метка, по стандарт. USP, серт. на партию, 5 шт/уп.		2 854,=
123.454.06E	Пипетка волюметрическая, класс А, 30 мл, по стандарт. ASTM E-969, инд. серт., 5 шт/уп.		8 845,=
123.202.06E	Пипетка волюметрическая, класс AS, 30 мл, одна метка, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.		3 521,=
123.252.06E	Пипетка волюметрическая, класс AS, 30 мл, две метки, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.		6 414,=
123.461.06E	Пипетка волюметрическая, класс AS, 30 мл, одна метка, по стандарт. USP, серт. на партию, 5 шт/уп.		3 902,=
123.454.06O	Пипетка волюметрическая, класс А, 40 мл, по стандарт. ASTM E-969, инд. серт, 5 шт/уп.		8 845,=
123.202.06O	Пипетка волюметрическая, класс AS, 40 мл, одна метка, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.		3 626,=
123.252.06O	Пипетка волюметрическая, класс AS, 40 мл, две метки, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.		6 414,=
123.461.06O	Пипетка волюметрическая, класс AS, 40 мл, одна метка, по стандарт. USP, серт. на партию, 5 шт/уп.		4 080,=
123.454.07	Пипетка волюметрическая, класс А, 50 мл, по стандарт. ASTM E-969, инд. серт, 5 шт/уп.		8 845,=
123.202.07	Пипетка волюметрическая, класс AS, 50 мл, одна метка, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.		3 626,=
123.252.07	Пипетка волюметрическая, класс AS, 50 мл, две метки, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.		6 414,=
123.461.07	Пипетка волюметрическая, класс AS, 50 мл, одна метка, по стандарт. USP, серт. на партию, 5 шт/уп.		4 080,=
123.454.08	Пипетка волюметрическая, класс А, 100 мл, по стандарт. ASTM E-969, инд. серт, 5 шт/уп.		3 707,=
123.202.08	Пипетка волюметрическая, класс AS, 100 мл, одна метка, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.		5 458,=
123.252.08	Пипетка волюметрическая, класс AS, 100 мл, две метки, по стандарт. ISO 648, серт. на партию, 5 шт/уп.		14 095,=
123.461.08	Пипетка волюметрическая, класс AS, 100 мл, одна метка, по стандарт. USP, серт. на партию, 5 шт/уп.		6 164,=

Бюретки мерные

Бюретки мерные – градуированные стеклянные трубки различного объема. С одного конца бюретка открыта, с другого имеется запорный кран с оттянутым носиком или гибкая трубка с зажимом/шариком. Нулевое значение шкалы расположено вверху. Измерение объема сливаемой жидкости проводят по делению шкалы бюретки, соответствующему нижнему мениску. Бюретки мерные поставляются с индивидуальным сертификатом или сертификатом на партию. Стоимость бюреток мерных с индивидуальным сертификатом см. на сайте, ниже даны цены с сертификатом на партию.



110.202.01A	Бюретка 10 мл, класс AS, ц.д. 0,05 мл, тип 2, исп. 1, с одноход. стекл. краном, полоса Шелбаха, серт. на партию, 1 шт/уп.		1 981,=
111.202.01	Бюретка 10 мл, класс AS, ц.д. 0,05 мл, тип 2, исп. 1, с одноход. стеклян. краном, серт. на партию, 1 шт/уп.		1 526,=
112.202.01A	Бюретка 10 мл, класс AS, ц.д. 0,05 мл, тип 2, исп. 1, с прям. игольчат. тефлон. краном, полоса Шелбаха, серт. на партию, 1 шт/уп.		1 981,=
113.202.01	Бюретка 10 мл, класс AS, ц.д. 0,05 мл, тип 2, исп. 1, с прям. игольчат. тефлон. краном, серт. на партию, 1 шт/уп.		1 526,=

110.202.02A	Бюретка 25 мл, класс AS, ц.д. 0,1 мл, тип 2, исп. 1, с одноход. стекл. краном, полоса Шелбаха, серт. на партию, 1 шт./уп.	1 981,=
111.202.02	Бюретка 25 мл, класс AS, ц.д. 0,1 мл, тип 2, исп. 1, с одноход. стеклян. краном, серт. на партию, 1 шт./уп.	1 526,=
112.202.02A	Бюретка 25 мл, класс AS, ц.д. 0,1 мл, тип 2, исп. 1, с прям. игольчат.тефлон. краном, полоса Шелбаха, серт. на партию, 1 шт./уп.	1 981,=
113.202.02	Бюретка 25 мл, класс AS, ц.д. 0,1 мл, тип 2, исп. 1, с прям. игольчат. тефлон. краном, серт. на партию, 1 шт./уп.	1 526,=
110.202.03A	Бюретка 50 мл, класс AS, ц.д. 0,1 мл, тип 2, исп. 1, с одноход. стекл. краном, полоса Шелбаха, серт. на партию, 1 шт./уп.	2 109,=
111.202.03	Бюретка 50 мл, класс AS, ц.д. 0,1 мл, тип 2, исп. 1, с одноход. стеклян. краном, серт. на партию, 1 шт./уп.	1 744,=
112.202.03A	Бюретка 50 мл, класс AS, ц.д. 0,1 мл, тип 2, исп. 1, с прям. игольчат. тефлон. краном, полоса Шелбаха, серт. на партию, 1 шт./уп.	2 109,=
113.202.03	Бюретка 50 мл, класс AS, ц.д. 0,1 мл, тип 2, исп. 1, с прям. игольчат. тефлон. краном, серт. на партию, 1 шт./уп.	1 744,=
110.202.04A	Бюретка 100 мл, класс AS, ц.д. 0,2 мл, тип 2, исп. 1, с одноход. стеклян. краном, полоса Шелбаха, серт. на партию, 1 шт./уп.	3 075,=
111.202.04	Бюретка 100 мл, класс AS, ц.д. 0,2мл, тип 2, исп. 1, с одноход. стекл. краном, серт. на партию, 1 шт./уп.	2 708,=
112.202.04A	Бюретка 100 мл, класс AS, ц.д. 0,2 мл, тип 2, исп. 1, с прям. игольчат. тефлон. краном, полоса Шелбаха, серт. на партию, 1 шт./уп. 3 075,=	
113.202.04	Бюретка 100 мл, класс AS, ц.д. 0,2 мл, тип 2, исп. 1, с прям. игольчат. тефлон. краном, серт. на партию, 1 шт./уп.	2 708,=

Класс A/AS по ISO 9001:2015 (примерно соответствует **классу 1** по ГОСТ 1770-74) – самый высокий класс точности для мерной посуды из стекла, соответствует стандартам DIN и ISO. Мерная лабораторная посуда класса **A/AS** поставляется с индивидуальным сертификатом или сертификатом на партию.

Мерная посуда класса **A/AS** (для градуированных пипеток и бюреток) имеют одинаковые предельные отклонения, но отличаются по скорости слива жидкости и времени ожидания. Пипетки и бюретки класса **AS** имеют большее по размеру выходное отверстие, что обеспечивает минимальное время ожидания.

Класс B по ISO 9001:2015 (примерно соответствует класс **2** по ГОСТ 1770-74) – мерная посуда второго класса, является менее точной по сравнению с классом **A/AS**, данная посуда может изготавливаться как из стекла, так из пластика.



В индивидуальном сертификате отражены:

- номер партии,
- индивидуальный серийный номер,
- измеренный объем,
- погрешность измерения,
- дата.

В сертификате на партию отражены:

- номер партии,
- среднее значение,
- стандартное отклонение для партии,
- дата выпуска.

На посуде, нанесены легко читаемые номер партии и серийный номер.

Мерная лабораторная посуда Glassco поставляется с QR-кодом, который размещен непосредственно на изделии. QR-код позволяет оперативно получить всю информацию о продукте (класс точности, бренд, стандарт, которому соответствует стекло, температура калибровки, тип стекла, объём, допустимая погрешность, дата выпуска) и скачать сертификат калибровки, сертификат соответствия и руководство пользователя.



Цены указаны в рублях на 1 декабря 2023 г.

Диаэм, Москва ■ ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: 8 (800) 234-0508 ■ sales@dia-m.ru

С.-Петербург
spb@dia-m.ru

Новосибирск
nsk@dia-m.ru

Воронеж
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
nba@dia-m.ru

Красноярск
krsk@dia-m.ru

Казань
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
ekb@dia-m.ru

Кемерово
kemerovo@dia-m.ru

Нижний Новгород
nnovgorod@dia-m.ru

мобильное приложение



www.dia-m.ru

ДИАМ
современная лаборатория