


КОЛБА ФАВОРСКОГО

ГОСТ 25336-82



Применяется для перегонки при атмосферном давлении и при остаточном давлении 13,3 кПа (10 мм рт.ст.).

Пример обозначения: КОЛБА ФАВОРСКОГО-250

Шифр	Номин. вместим.,мл	Шлиф КШ ГОСТ 8682-93	D мм	H мм
870	250	14/23	82	750
1396	500	14/23	102	900

МЕШАЛКА СТЕКЛЯННАЯ

Применяется для перемешивания растворов при проведении различных химико-лабораторных работ.

Пример обозначения: МЕШАЛКА 4x218




Шифр	D мм	L мм
25	4 ±1	218
1214	4 ±1	250
2973	4 ±1	500
3464	5 ±1	125
2596	5 ±1	250
1946	5 ±1	280
3193	6 ±1	280
1947	6 ±1	350
1944	7 ±1	350
1945	9 ±1	350
34	12 ±1	405
703	12 ±1	765

ПИКНОМЕТРЫ

ПИКНОМЕТР ДЛЯ ГАЗОВ ПГ Flask for density measurement of gas

ГОСТ 22524-77




Применяется при определении плотности газов.

Пример обозначения: ПИКНОМЕТР ПГ-100

Шифр	Номин. вместим.,мл	H мм	Обозначение крана
1556	100	100	K1X-1-28-1,6
507	200	115	K1X-1-28-1,6

ПИКНОМЕТР ДЛЯ ТВЕРДЫХ И СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ ПТ Flask for density measurement of firm materials

ГОСТ 22524-77



Применяется при определении плотности твердых и сыпучих материалов.

Пример обозначения: ПИКНОМЕТР ПТ-25

Шифр	Номин. вместим.,мл	H мм
1734	25	160
413	50	175