







Антистатический набор

Снимите с образцов заряд




Пропустите образец через U-образный ионизатор
Антистатический комплект полностью снимет электростатический заряд с образца. Порошкообразные образцы больше не будут распыляться, что позволит получать результаты с высокой воспроизводимостью.



Антистатический комплект

Оснастите свои аналитические, микро- или ультрамикровесы ХР антистатическим комплектом. U-образный электрод автоматически разряжает образец перед взвешиванием – и абсолютно безопасен для прикосновения.

Антистатические наборы



Изделие Универсальный антистатический комплект полный (включая большой U-образный электрод и универсальный блок питания)

Весы все весы

№ заказа 11107767



Интегрируемый антистатический комплект полный (включая точечный электрод и блок питания ХР)

аналитические весы ХР и микровесы ХР56/26 (включая DR)

11107761

Второй точечный электрод дополнительно для интегрируемого антистатического комплекта ХР

11107762

Отдельные антистатические компоненты



Изделие U-образный электрод большой

Рекомендуется для снятия заряда с образцов и тары всех типов

Весы все весы

№ заказа 11107764



U-образный электрод малый

Рекомендуется для снятия заряда с небольших образцов

все весы

11140161



Точечный электрод

Рекомендуется для снятия заряда с небольших образцов на шпателях

все весы

11107765

Блок питания ХР

Автоматическое включение и выключение, синхронизированное с открыванием дверцы

Аналитические, микро- и ультрамикровесы ХР

11107763

Универсальный блок питания

Ручное включение и / выключение

все весы

11107766

ООО «Диаэм»

www.dia-m.ru

Москва
ул. Магаданская, 7/3
тел./факс:
(495) 747-0508
sales@dia-m.ru

Новосибирск
пр. Акад.
Лаврентьева, 6/1
тел./факс:
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань
ул. Парижской
Коммуны, д. 6
тел./факс:
(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Санкт-Петербург
ул. Профессора
Попова, 23
тел./факс:
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
пер. Семашко, 114
тел./факс:
(863) 250-0006
rmd@dia-m.ru

Пермь
Представитель
в УФО
тел./факс:
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

Воронеж
тел./факс:
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru