

Пластик для ПЦР: пробирки, стрипы, планшеты

ДИА-М

современная лаборатория

ABgene

ThermoFisher
SCIENTIFIC



Знаменитый, отлично зарекомендовавший себя пластик для молекулярной биологии **ABgene**, выпускаемый теперь под маркой **Thermo Fisher Scientific**, представлен планшетами, пробирками и стрипами для ПЦР и количественной ПЦР. Весь ассортимент пластиковой продукции **ABgene** изготовлен в чистых помещениях в соответствии с рекомендациями ISO 9001 и сертифицирован на отсутствие РНКаз, ДНКаз, эндотоксинов и ДНК человека.

Пробирки доступны в трех объемах разных цветов (синие, зеленые, фиолетовые, красные, желтые, бесцветные): 0,1, 0,2 и 0,5 мл; с плоскими и выпуклыми крышками. Ультратонкие равномерные по толщине стенки обеспечивают оптимальный теплоперенос, одинаковый для каждого образца.

Стрипы состоят из восьми соединенных пробирок 0,2 мл. Крышки плоские или выпуклые выполнены в виде колпачков к каждой пробирке или отдельными полосами. Доступны ультрапрозрачные крышки для количественной ПЦР.

AB0337	Пробирки для ПЦР, 0,2 мл, выпуклая крышка, бесцветные, 1000 шт./уп	40,=
AB0620	Пробирки для ПЦР, 0,2 мл, плоская крышка, бесцветные, 1000 шт./уп	20,=
AB0350	Пробирки для ПЦР, 0,5 мл, плоская крышка, бесцветные, 1000 шт./уп	56,=
AB2000	Пробирки для ПЦР в стрипах, 0,2 мл, 1x8, EasyStrip, с плоскими крышками-колпачками бесцветные, полипропилен, 250 шт./уп.	228,=
AB2005	Пробирки для ПЦР в стрипах, 0,2 мл, 1x8, EasyStrip, с ультра прозрачными плоскими крышками-колпачками, бесцветные, полипропилен, 250 шт./уп.	366,=
AB0264	Пробирки для ПЦР в стрипах, 0,2 мл, 1x8, без крышек, бесцветные, полипропилен, 250 шт./уп.	63,=
AB0266	Пробирки для ПЦР в стрипах, 0,2 мл, 1x8, с выпуклыми крышками, бесцветные, полипропилен, 250 шт./уп.	247,=
AB1182	Пробирки для ПЦР в стрипах, 0,2 мл, 1x8, с плоскими крышками, бесцветные, полипропилен, 250 шт./уп.	290,=
AB1183	Пробирки для ПЦР в стрипах, 0,2 мл, 1x8, с плоскими ультра прозрачными крышками, бесцветные, полипропилен, 120 шт./уп.	50,=
AB0265	Крышки для пробирок в стрипах, на 0,2 мл, 1x8, выпуклые, бесцветные, полипропилен, 250 шт./уп.	34,=
AB0784	Крышки для пробирок в стрипах, на 0,2 мл, 1x8, плоские, бесцветные, полипропилен, 250 шт./уп.	45,=
AB0866	Крышки для пробирок в стрипах, на 0,2 мл, 1x8, плоские, бесцветные, ультра прозрачные, полипропилен, 120 шт./уп.	31,=

Планшеты 24-, 48-, 96-, 384-луночные с ультратонкими равномерными по толщине стенками, прозрачные, цветные совместимы с наиболее распространёнными амплификаторами – **Thermo FS MiniAmp, ProFlex** и семейство **QuantStudio, Bio-Rad T100, C1000** и **CFX 96/384, Eppendorf Master Cycler, Roche Light Cycler 96/480**.

Приподнятая конструкция ободка возле каждой лунки в планшете вместе со специально разработанными крышками защищают образец от испарения.




Цены указаны в USD на 25 апреля 2020 г.



Планшеты **SuperPlate** 96-луночные обеспечивают в 4 раза большую жесткость по сравнению со стандартными планшетами при автоматизации рабочего процесса.

Планшеты **Armadillo** 96- и 384-луночные с жесткой поликарбонатной рамкой с тонкостенными полипропиленовыми лунками обеспечивают превосходные показатели термоциклирования в любых условиях без деформации планшета.

Планшеты **VersiPlate** 96-луночные низкопрофильные, состоящие из скрепленных между собой стрипованных пробирок, образуют знакомый формат 12×8. Маленькие точки разрыва между стрипами позволяют отделить необходимое количество полос для отдельного эксперимента.



Крышки **VersiCap** – соединенные между собой стрипованные крышки в формате 12×8.

Планшеты **SuperPlate, Armadillo, VersiPlate** доступны в белом и прозрачном цветах.

AV0624	Планшеты для ПЦР, 24-лун., с полуюбкой., 50 шт./уп.	73,=
AV0600	Планшеты для ПЦР, 96-лун., без юбки, 25 шт./уп	108,=
AV0600L	Планшеты для ПЦР, 96-лун., без юбки, нумерация лунок чёрного цвета, 25 шт./уп.	112,=
AV0700	Планшеты для ПЦР, 96-лун., без юбки, низкопрофильные, 25 шт./уп.	41,=
AV1400L	Планшеты для ПЦР, 96-лун., с полуюбкой, плоскодонные, нумерация лунок чёрного цвета, 25 шт./уп.	98,=
AV0558	Пленка клейкая для ПЦР, прозрачная, для заклеивания планшетов, 100 шт./уп.	70,=

Цены указаны в USD на 25 апреля 2020 г

Пробирки для ПЦР на 0,2 и 0,5 мл

- Тонкие равномерные по толщине стенки обеспечивают оптимальный теплоперенос;
- сертифицированы на отсутствие ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР (PCR-clean);
- апиrogenные; нестерильные.



3514.1000	Пробирки для ПЦР, 0,2 мл, плоская матовая крышка, PCR clean, бесцветные, TR Safe Tube, 1000 шт/уп	1070,=
3514.0500	Пробирки для ПЦР, 0,2 мл, плоская матовая крышка, PCR clean, бесцветные, TR Safe Tube, 500 шт/уп	535,=
3515.1000	Пробирки для ПЦР, 0,5 мл, плоская матовая крышка, PCR clean, бесцветные, TR Safe Tube, 1000 шт/уп	800,=
3515.0500	Пробирки для ПЦР, 0,5 мл, плоская матовая крышка, PCR clean, бесцветные, TR Safe Tube, 500 шт/уп	400,=

Пробирки типа Эппендорф на 1,5 и 2,0 мл с замком

- Градуированные, с полем для маркировки;
- фиксирующий замок на крышке;
- материал – полипропилен;
- автоклавирование – 121 °С, 20 мин;
- сертифицированы на отсутствие ДНК, РНК, ДНКаз, РНКаз и ингибиторов ПЦР (PCR-clean);
- регистрационное удостоверение Росздравнадзора (2020 г).



3513.1000	Пробирки 1,5 мл, типа Эппендорф, до 30 000 г, с замком, бесцв., градуирован., PCR-clean, TR Safe Tube, 1000 шт/уп	1250,=
3513.0500	Пробирки 1,5 мл, типа Эппендорф, до 30 000 г, с замком, бесцв., градуирован., PCR-clean, TR Safe Tube, 500 шт/уп	625,=
3516.1000	Пробирки 2,0 мл, типа Эппендорф, до 25 000 г, с замком, бесцв., градуирован., PCR-clean, TR Safe Tube, 1000 шт/уп	1380,=
3516.0500	Пробирки 2,0 мл, типа Эппендорф, до 25 000 г, с замком, бесцв., градуирован., PCR-clean, TR Safe Tube, 500 шт/уп	690,=

Цены указаны в рублях

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

Новосибирск
пр. Академика
Лаврентьева, д. 6/1
тел.
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань
ул. Парижской
Коммуны, д. 6
тел.
(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

С.-Петербург
ул. Профессора
Попова, д. 23
тел.
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
пер. Семашко, д. 114
тел.
(863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Пермь
Представитель
тел.
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

Воронеж
Представитель
тел.
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru

Армения
Представитель
тел.
(094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

Узбекистан
Представитель
тел.
(90) 354-8569
uz@dia-m.ru