

Клеточное культивирование в колбах

ДИА-М
современная лаборатория

Колбы высокопроизводительные Optimum Growth для культивирования клеток эукариот с вентилируемой крышкой, Thomson

■ Объем общий / рабочий, мл:

- 125 / 24-75
- 250 / 100-150
- 500 / 175-250
- 1600 / 400-1100
- 2800 / 900-1600
- 5000 / 1700-3200

■ Вентилируемая крышка 0,2 мкм, широкое горло, отбойники – максимальная аэрация

■ Индивидуально упакованы

■ Поликарбонат, не автоклавируются

931110/шт	Колба качалочная высокопроизводительная 125 мл, для эукариот, Optimum Growth, 50 шт./1 шт.
931111/шт	Колба качалочная высокопроизводительная 250 мл, для эукариот, Optimum Growth, 50 шт./1 шт.
931112/шт	Колба качалочная высокопроизводительная 500 мл, для эукариот, Optimum Growth, 25 шт./1 шт.
931113/шт	Колба качалочная высокопроизводительная 1,6 л, для эукариот, Optimum Growth, 12 шт./1 шт.
931114/шт	Колба качалочная высокопроизводительная 2,8 л, для эукариот, Optimum Growth, 6 шт./1 шт.
931116/шт	Колба качалочная высокопроизводительная 5 л, для эукариот, Optimum Growth, 4 шт./1 шт.



Колбы высокопроизводительные Optimum Growth для культивирования клеток эукариот с вентилируемой крышкой и портами, Thomson

- С одним портом для отбора проб объемом 125, 250, 500 мл и 5 л
- С двумя портами для отбора проб и подпитки 125, 250, 500 мл, 1,6 л и 5 л
- Поликарбонат, не автоклавируются



931110-SP	Колба качалочная высокопроизводительная 125 мл, порт для отбора проб, для эукариот, Optimum Growth, 50 шт.
931111-SP	Колба качалочная высокопроизводительная 250 мл, порт для отбора проб, для эукариот, Optimum Growth, 50 шт.
931112-SP	Колба качалочная высокопроизводительная 500 мл, порт для отбора проб, для эукариот, Optimum Growth, 25 шт.
931116-SP	Колба качалочная высокопроизводительная 5 л, порт для отбора проб, для эукариот, Optimum Growth, 4 шт.
931110-DP	Колба качалочная высокопроизводительная 125 мл, порты отбора проб, переноса/подпитки, для эукариот, Optimum Growth, 50 шт.
931111-DP	Колба качалочная высокопроизводительная 250 мл, порты отбора проб, переноса/подпитки, для эукариот, Optimum Growth, 50 шт.
931112-DP	Колба качалочная высокопроизводительная 500 мл, порты отбора проб, переноса/подпитки, для эукариот, Optimum Growth, 25 шт.
931113-PORT-TRT	Колба качалочная высокопроизводительная 1,6 л, двунаправленные порты для отбора проб и переноса/подпитки, для эукариот, Optimum Growth, 12 шт.
931116- PORT-TRT	Колба качалочная высокопроизводительная 5 л, двунаправленные порты для отбора проб и переноса/подпитки, для эукариот, Optimum Growth, 4 шт.

Крышки для переноса, Thomson

- Совместимы с колбами 1,6; 2,8; 5 л
- Для инверсии и двунаправленные
- Разные типы соединений

Информация для заказа – по запросу.




Крышка Rapid Clear, Thomson

Новая революционная технология, позволяющая быстро очистить клеточный материал непосредственно из колбы **Optimum Growth** 5 л без центрифугирования.

- Глубокая бильтрация через фильтр 0,2 мкм
- Очистка 3 л культуральной жидкости за 35 мин, минимизирует воздействие эндотоксинов
- Снижается расход пластиковой посуды на 90%, нет центрифугирования
- Для колб **Optimum Growth** 2,8 и 5 л

788116 Крышка Rapid Clear Cap 3000 для высокоскоростной очистки культуральной жидкости, для колб Optimum Growth 2,8 и 5 л, Thomson, 4 шт/уп



Клеточное культивирование в колбах, Nest

Высокопроизводительные колбы для биопроцессов с широким горлом из поликарбоната.

- Вентилируемая или герметичная крышка
- Объемы, л – 2; 3; 5
- Не автоклавируемые

785101 Колба высокопроизводительная для биопроцессов, 2 л, ПК, неavent. крышка, горло 67 мм, стер., 4 шт/уп
785111 Колба высокопроизводительная для биопроцессов, 2 л, ПК, вент. крышка, горло 67 мм, стер., 4 шт/уп
786101 Колба высокопроизводительная для биопроцессов, 3 л, ПК, неavent. крышка, горло 67 мм, стер., 4 шт/уп
786111 Колба высокопроизводительная для биопроцессов, 3 л, ПК, вент. крышка, горло 67 мм, стер., 4 шт/уп
787001 Колба высокопроизводительная для биопроцессов, 5 л, ПК, неavent. крышка, горло 90 мм, стер., 4 шт/уп
787011 Колба высокопроизводительная для биопроцессов, 5 л, ПК, вент. крышка, горло 90 мм, стер., 4 шт/уп
786501 Колба высокопроизводительная для биопроцессов, 3 л, ПК, неavent. крышка, горло 90 мм, стер., 4 шт/уп
786511 Колба высокопроизводительная для биопроцессов, 3 л, ПК, вент. крышка, горло 90 мм, стер., 4 шт/уп



Крышки для переноса, Nest

- Совместимы с колбами 2; 3; 5 л
- Для инверсии и двунаправленные
- Разные типы соединений

Информация для заказа – по запросу.



Конические колбы Эрленмейера из ПЭТГ, Nest

- Объемы, мл – 125, 250, 500, 1000
- Вентилируемые и невентилируемые крышки

781001 Колба Эрленмейера, 125 мл, ПЭТГ, неavent. крышка, стер, 24 шт/уп
781011 Колба Эрленмейера, 125 мл, ПЭТГ, вент. крышка, стер, 24 шт/уп
782001 Колба Эрленмейера, 250 мл, ПЭТГ, неavent. крышка, стер, 12 шт/уп
782011 Колба Эрленмейера, 250 мл, ПЭТГ, вент. крышка, стер, 12 шт/уп
783001 Колба Эрленмейера, 500 мл, ПЭТГ, неavent. крышка, стер, 12 шт/уп
783011 Колба Эрленмейера, 500 мл, ПЭТГ, вент. крышка, стер, 12 шт/уп
784001 Колба Эрленмейера, 1000 мл, ПЭТГ, неavent. крышка, стер, 6 шт/уп
784011 Колба Эрленмейера, 1000 мл, ПЭТГ, вент. крышка, стер, 6 шт/уп



Конические колбы Эрленмейера из поликарбоната, Nest

- Объемы, л – 2 и 3
- Вентилируемые и невентилируемые крышки

785001 Колба Эрленмейера, 2 л, ПК, неavent. крышка, стер, 6 шт/уп
785011 Колба Эрленмейера, 2 л, ПК, вент. крышка, стер, 6 шт/уп
786001 Колба Эрленмейера, 3 л, ПК, неavent. крышка, стер, 4 шт/уп
786011 Колба Эрленмейера, 3 л, ПК, вент. крышка, стер, 4 шт/уп



000 «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemeroovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

