

Дозатор кремов, мазей Smartcream



Производитель:
Farmalabor

Дозатор кремов, мазей Smartcream применяется для ручного наполнения баночек, флаконов, туб и другой тары вязкими и жидкими субстанциями. Установка оборудована бункером-накопителем объёмом 3,5 л и поддерживает микрометрическое дозирование от 2 до 100 мл за один раз.

Дозатор кремов, мазей Smartcream выполнен из нержавеющей стали, легко разбирается и моется, выполнен в соответствии с нормативами, применяемыми в фармацевтической и косметической промышленности. Сталь бункера-накопителя гладкой полировки быстро очищается и создаёт минимальное сопротивление при перемещении продукта. Дозирование осуществляется вручную при помощи механического рычага.

Выбираемая тара устанавливается под наконечник дозатора кремов, мазей Smartcream, нажимается рычаг и точно отмеренное микрометрическим клапаном количество отправляется в посуду. Дозировка легко настраивается в пределах от 2 до 100 мл. Установка применяется для формирования лабораторных, клинических, рекламных или других образцов, расфасовки небольших партий готовой продукции, отправляемой на хранение.

Конструкция дозатора кремов, мазей Smartcream расположена на массивной станине со стойкой, на которой крепится бункер для продукции и дозирующий модуль. Установка весит всего 15 кг и в высоту занимает не больше 1 метра.

Особенности

- Компактная, легко разбираемая конструкция.
- Точное дозирование вязких субстанций.
- Удобный рычаг для последовательного наполнения тары.

- Микрометрическая система регулирования дозирования.
- Установка выполнена из нержавеющей стали.

Дополнительные опции

- Флаконы и другая тара.
- Поддоны.

Технические характеристики

Наименование	Описание
Режим работы	Ручной
Дозирующая способность	От 2 до 100 мл
Ёмкость бункера	3,5 л
Габариты	255 x 310 x 909 см
Вес	15 кг
Материал	Нержавеющая сталь

000 «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

