

Низковакуумные насосы

Китай, Россия

ДИА-М
сервисная лаборатория



Представлены «простые» модели для рутинных процессов.

Насос VP-6L, Joan, Китай — небольшой вакуумный насос для фильтрации культуральных сред, специально сконструирован для фильтрационных вакуумных систем;

- для работы как с фильтрационными воронками, так и для фильтрационных систем;
- 9 уровней регулировки скорости;
- максимальный вакуум, мбар — 600;
- максимальная скорость откачки, м³/ч — 0,36 (6 л/мин).



22924 Насос мембранный, до 600 мбар, 0,36 м³/ч (6 л/мин), для фильтрационных воронок, VP-6L, Joan, Китай

17 400,=

Мембранные насосы VP-6L/10L/15L/15S/30L, Joan, Китай (аналог **Millivac maxi, ВНХС, Millipore**) пригодны для работы с вакуумными фильтрационными системами, вакуумной сушкой, твердофазной экстракцией, роторными испарителями и т.д.



- Максимальный вакуум, мбар — 150-250;
- максимальная скорость откачки, м³/ч — 0,6–1,8;
- максимальное давление, бар — 5 (для модели VP-30L);
- манометр на корпусе для регулировки вакуума;
- защита от перегрузки, защита от перегрева, защита от короткого замыкания.

22920 Насос мембранный, до 250 мбар, 0,6 м³/ч (10 л/мин), VP-10L, Joan, Китай

15 900,=

22921 Насос мембранный, до 200 мбар, 0,9 м³/ч (15 л/мин), VP-15L, Joan, Китай

22 500,=

22922 Насос мембранный, до 150 мбар, давление до 5 бар, 1,8 м³/ч (30 л/мин), VP-30L, Joan, Китай

30 000,=

22923 Насос мембранный, до 250 мбар, 0-0,9 м³/ч (0–15 л/мин), VP-15S, Joan, Китай

27 450,=

Мембранные насосы 100A/050B/050A/033A, Hawach, Китай (аналоги серии **ME, Vacuubrand** и **Millivac maxi** и **mini, Millipore**) — это компактные, бесшумные вакуумные безмасляные диафрагменные насосы для получения сухого чистого вакуума для вакуумной фильтрации, вакуумной перегонки, вакуумной адсорбции, растворяющей фильтрации, экстракции твердой фазы и т.д.

- Предельное давление, мбар — 50–200;
- скорость откачки, м³/ч — 1,2–3,6.



SLVPGM100A Насос мембранный, до 200 мбар, 3,6 м³/ч, 100A, Hawach

53 238,=

SLVPGM050A Насос мембранный, до 200 мбар, 1,8 м³/ч, 050A, Hawach

46 391,=

SLVPGM033A Насос мембранный, до 200 мбар, 1,2 м³/ч, 033A, Hawach

38 407,=

SLVPGM050B Насос мембранный, до 50 мбар, 1,2/1,8 м³/ч, 050B, Hawach

53 238,=



Насос водоструйный, стеклянный, Россия

- предельное остаточное давление, гПа — не более 13,3 (10) гПа (мм рт.ст.), (13 мбар);
- время установления предельного остаточного давления в сосуде номинальной вместимостью 1000 мл — не более 6 мин.

1123 Насос водоструйный, стеклянный, Россия

3 398,=

Водно-циркуляционный насос SHB-B95, DLab, Китай использует циркулирующую воду в качестве рабочей жидкости для создания отрицательного давления струей жидкости, что обеспечивает условия отрицательного давления для процессов испарения, дистилляции, кристаллизации, сушки, сублимации, фильтрации с понижением давления.

- Максимальный вакуум, мбар — 20;
- максимальная скорость откачки, м³/ч — 6,0;
- возможность подключения пятиходового адаптера, который может соединять пять кранов для увеличения количества всасываемого воздуха, что подходит для крупномасштабного роторного испарителя или реактора;
- двигатель сделан с уплотнением из фторкаучука;
- резервуар для воды изготовлен из поливинилхлорида (ПВХ).



SHB-B95A Насос водноциркуляционный, вакуумный, до 20 мбар, 6 м³/ч, SHB-B95, Dlab

42 000,=



Мембранный химически стойкий насос C410, DLab, Китай (аналог Millivac maxi, Millipore) для гель-электрофореза, твердофазной экстракции, очистки растворителей, вакуумной фильтрации и роторного испарения.

- Максимальный вакуум, мбар — 13;
- максимальная скорость откачки, м³/ч — 1,5;
- все детали изготовлены из тефлона (политетрафторэтилена, ПТФЭ).

18900390 Насос мембранный, до 13 мбар, 1,5 м³/ч, C410, DLab

117 337,=

Мембранные насосы PL.HM01/02/03, Россия — это универсальные химически стойкие мембранные вакуумные насосы для различных задач вакуумной перегонки и вакуумной сушки.

- Высокая химическая стойкость;
- все материалы изготовлены из фторопласт-4 (тефлон, ПТФЭ);
- предельное давление, мбар — 10–50;
- скорость откачки, м³/ч — 2,2–4,4.



PL.HM01 Насос мембранный, до 10 мбар, 2,2 м³/ч, химически стойкий, с двумя рабочими камерами и последовательным соединением, Primelab

146 571,=

PL.HM02 Насос мембранный, до 10 или 50 мбар, 2,2 и 4,4 м³/ч, химически стойкий, с двумя рабочими камерами и комбинированным соединением, Primelab

169 714,=

PL.HM03 Насос мембранный, до 50 мбар, 4,4 м³/ч, химически стойкий, с двумя рабочими камерами и последовательным соединением, Primelab

108 000,=

Цены указаны в рублях на 1 сентября 2022 г.

ООО «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemeroovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

