



eppendorf


advantage Новая акция, 1 сентября - 31 декабря 2015



Позаботьтесь о клетках

Еще больше предложений для клеточной биологии – экономьте сейчас до 30%

Новая акция



Хотите избавиться от забот и обрести душевное равновесие?

Компания Eppendorf традиционно предоставляет продукцию и сервис высочайшего уровня, делая акцент на неизменном качестве во всех аспектах. Наша продукция и сервис разработаны для того, чтобы сделать вашу ежедневную работу проще, безопаснее и эффективнее – чтобы вы чувствовали спокойствие и уверенность на каждой стадии вашего рабочего процесса.

Выбирайте Eppendorf чтобы получить:

- > Гибкие решения для подготовки, обработки и анализа ваших образцов и клеток
- > Широкий ассортимент продукции для различных областей применения
- > Квалифицированную техподдержку, обслуживание и сервис

Система Concentrator plus со встроенным насосом.
Сэкономьте 21%.



Концентратор Concentrator plus обеспечивает быстрое, эффективное и бережное вакуумное концентрирование ДНК/РНК, нуклеотидов, белков, пептидов и других жидких или влажных образцов.

Concentrator plus компании Eppendorf это:

- > Компактный размер: ширина всего 33см
- > Практически бесшумная работа < 50 дБ(А)
- > Интуитивно понятная панель управления
- > Камера из нержавеющей стали для обеспечения высокой химической устойчивости
- > **Новая крышка** со специальным покрытием для отличной устойчивости к химическому воздействию



Ротор F-45-48-11 для 48 микроцентрифужных пробирок объемом 1,5/2,0 мл. Может устанавливаться друг на друга для увеличения емкости до 96 пробирок (нужен разделитель)!

Концентрируй и экономь: Concentrator plus

Вакуумный концентратор Concentrator plus компании Eppendorf эргономичен, надежен и универсален, а также имеет интуитивно понятное меню. Усовершенствованная технология нагревания обеспечивает оптимальную обработку ваших образцов. Concentrator plus может использоваться как вакуумный концентратор, центрифуга или эксикатор – в зависимости от ваших задач. Четыре уровня нагревания, три режима применения и выбор из 15 роторов (для пробирок объемом от 0,2 до 50 мл, микропланшетов и ПЦР-планшетов) обеспечивают исключительную функциональность.

Новая крышка со специальным покрытием обладает высокой устойчивостью к воздействию химических веществ: агрессивных кислот и органических растворителей (например, трифторуксусной кислоты и ДМСО).

Доступны 3 варианта комплектации. Полная система, на которую распространяется настоящее специальное предложение, выпускается со встроенным мембранным насосом из ПТФЭ, емкостью для сбора конденсата (очищает выходящий воздух до 85 %) и ротором F-45-48-11 (для 48 микроцентрифужных пробирок объемом 1,5/2,0 мл).

Экономьте сейчас! В течение действия специального предложения полная система Concentrator plus компании Eppendorf с ротором F-45-48-11 доступна с 21 % скидкой от первоначальной цены.

Информация для заказа

Описание	№ для заказа	Ваша экономия
Полная система Concentrator plus со встроенным мембранным насосом, с ротором F-45-48-11; 230 В/50-60 Гц	5305 000.304	21 %

Низкотемпературные морозильные камеры. Экономьте до 21 %.



Низкотемпературные морозильные камеры Eppendorf устанавливают стандарты непревзойденного качества, надежности и экономии электроэнергии.

Наши низкотемпературные морозильные камеры обеспечивают оптимальную эффективность функционирования, безопасность образца и удобство в работе. От первоначального проектирования до выпуска готовой продукции низкотемпературные морозильные камеры Eppendorf отвечают высочайшим стандартам качества. В сочетании с нашими первоклассными услугами по сервисному обслуживанию морозильные камеры продолжают повышать стандарты качества.



Все низкотемпературные морозильные камеры Eppendorf комплектуются широким набором аксессуаров для улучшения сохранности ваших образцов, мониторинга данных и увеличения емкости хранения.

Позаботьтесь об окружающей среде и сэкономьте: специальное предложение на низкотемпературные морозильные камеры

Низкотемпературные морозильные камеры Eppendorf – традиционно надежные и энергосберегающие, обеспечивающие максимальную сохранность ваших образцов. Портфолио компании представлено 4 сериями и 18 различными моделями морозильных камер для самых разнообразных задач: новые модели серии CryoCube® с улучшенным дизайном для простоты использования; модели Innova® с вакуумными панелями и более бюджетная серия Premium, а также модели HEF® (High Efficiency Freezers) – самые энергосберегающие морозильные камеры на рынке.

Вы можете выбрать модель подходящего размера (от 101 до 725 л), наилучшим образом отвечающую потребностям вашей лаборатории

Во время действия специального предложения вы можете приобрести низкотемпературную морозильную камеру со скидкой 21 % от первоначальной цены. Или воспользоваться нашим предложением на покупку новых моделей CryoCube F570 или F570h и получить скидку в размере 10%!

Информация для заказа

Описание	№ для заказа	Ваша экономия
New Brunswick™ Innova® U101; 101 л, макс. 6000 образцов	U9420-0001	21 %
New Brunswick™ Premium U410; 410 л, макс. 24000 образцов	U9260-0001	21 %
New Brunswick™ HEF® U410; 410 л, макс. 24000 образцов	U9260-0008	21 %
New Brunswick™ Innova® U725; 725 л, макс. 50400 образцов	U9440-0001	21 %
New Brunswick™ Innova® U725-G; с воздушным охлаждением; 725 л, макс. 50400 образцов	U9440-0005	21 %
New Brunswick™ Innova® U725-G с водяной рубашкой; 725 л, макс. 50400 образцов	U9440-0004	21 %
CryoCube® F570; 570 л, макс. 40000 образцов	F570300001	10 %
CryoCube® F570h; 570 л, макс. 40000 образцов	F570320001	10 %

Наши услуги

Компания Eppendorf предоставляет услуги по сертификации, которые обеспечивают соблюдение нормативных руководств и стандартов. Стандартизированные рабочие процессы обеспечивают простую валидацию вашей системы от ввода в эксплуатацию до завершения работы. Будьте уверены в том, что благодаря регулярной проверке, калибровке и сервису, предоставляемыми нашими обученными специалистами по техническому обслуживанию, ваши высокоточные приборы будут постоянно достигать воспроизводимых результатов. В ходе работы наша служба поддержки клиентов поможет вам по любым вопросам в любое время.

Москва ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

Новосибирск
пр. Акад.
Лаврентьева, 6/1
тел./факс:
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань
Оренбургский
тракт, 20
тел/факс:
(843) 277-6040
kazan@dia-m.ru

Санкт-Петербург
ул. Профессора
Попова, 23
тел./факс:
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
пер. Семашко, 114
тел/факс:
(863) 250-0006
rmd@dia-m.ru

Пермь
Представитель
в УФО
тел./факс:
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

Воронеж
тел./факс:
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru