

Идентификационные решения BRADY предназначены для различных направлений лабораторной практики. Этикетки BRADY выдерживают воздействие сильнодействующих лабораторных растворителей, таких как ксилол, этанол, спирт и ДМСО. Маркировка соответствует таким важным критериям прослеживаемости емкостей с образцами, как: надежность, прочность, информативность.

Криозаморозка



B-490, B-492

FreezerBondz™ ультратонкая этикетка для маркировки лабораторных образцов при криоконсервации. Материалы отличаются высокой надежностью в самых сложных лабораторных условиях. Даже при длительном хранении образцов текст остается легко различимым. Этикетки FreezerBondz™ могут быть нанесены на плоские (материал B-490) или изогнутые (материал B-492) поверхности.

Рабочие среды:

F Морозильная камера
N Жидкий азот
H Горячая вода

Маркировка кассет



B-482

Этикетка из полиэстера с высокой устойчивостью к химическим веществам для маркировки кассет с образцами тканей.

Рабочие среды:

F Морозильная камера
H Горячая вода

Маркировка микропробирок



B-461

Сверхтонкая этикетка с прозрачным самоламинирующимся хвостом, который защищает печать.

Рабочие среды:

F Морозильная камера
N Жидкий азот
H Горячая вода
A Автоклавирование




B-7425

Полипропиленовая этикетка с умеренной химической стойкостью, подходит для маркировки сухих контейнеров при комнатной температуре. Данная этикетка также доступна с индикатором стерилизации.

Рабочие среды:

F Морозильная камера
N Жидкий азот
H Горячая вода
A Автоклавирование

Маркировка посуды/ бутылок



B-499

Эластичная этикетка из нейлоновой ткани для общей маркировки образцов.

Рабочие среды:

F Морозильная камера
N Жидкий азот
A Автоклавирование

B-403

Растворимая в воде бумажная этикетка полностью растворяется за 30 секунд в теплой воде, не повреждая поверхность и не оставляя на ней клейких следов.

B-533

Этикетка из полиэстера с перемещаемым адгезивом (клеевым слоем), не оставляет следов клея.

Рабочие среды:

F Морозильная камера
A Автоклавирование

Маркировка предметных стекол



B-481

Полиэфирная этикетка StainerBonz™ предназначена для маркировки предметных стекол и отличается экстремальной химической стойкостью.

Рабочие среды:

F Морозильная камера
H Горячая вода

Маркировка общего назначения



B-423

Белая этикетка с усиленным адгезивом для ящиков, стеллажей, шкафов и общей маркировки.

Рабочие среды:

H Горячая вода
A Автоклавирование

B-595

Виниловая этикетка с усиленным адгезивом для ящиков, стеллажей, шкафов и общей маркировки. Доступные цвета: белый, красный, желтый, зеленый, синий, оранжевый, черный и прозрачный.

Рабочие среды:

F Морозильная камера



WHEN PERFORMANCE MATTERS MOST™

Лабораторная маркировка

Этикетки повышенной стойкости для идентификации лабораторных образцов могут быть напечатаны в вашей лаборатории с использованием профессиональных принтеров и программного обеспечения BRADY.

Лабораторный принтер BMP21-LAB



Производительность (этикеток в день): 75
Работает с LIMS: Нет
Совместимость с ПО Brady Workstation: Нет
Макс. ширина этикетки: 19.00 мм



Принтер этикеток BBP12



Производительность (этикеток в день): 500
Работает с LIMS: Да
Совместимость с ПО Brady Workstation: Да
Макс. ширина этикетки: 112.00 мм



Принтер этикеток BMP61



Производительность (этикеток в день): 750
Работает с LIMS: Да
Совместимость с ПО Brady Workstation: Да
Макс. ширина этикетки: 50.80 мм



Цветной принтер этикеток J2000



Производительность (этикеток в день): 3 000
Работает с LIMS: Да
Совместимость с ПО Brady Workstation: Да
Макс. ширина этикетки: 101.60 мм



Принтер этикеток M611



Производительность (этикеток в день): 750
Работает с LIMS: Да
Совместимость с ПО Brady Workstation: Да
Макс. ширина этикетки: 50.80 мм



Принтер этикеток i3300



Производительность (этикеток в день): 1 000
Работает с LIMS: Да
Совместимость с ПО Brady Workstation: Да
Макс. ширина этикетки: 101.60 мм



Принтер этикеток BMP71



Производительность (этикеток в день): 1 000
Работает с LIMS: Да
Совместимость с ПО Brady Workstation: Да
Макс. ширина этикетки: 50.80 мм



Принтер этикеток i5100



Производительность (этикеток в день): 5 000
Работает с LIMS: Да
Совместимость с ПО Brady Workstation: Да
Макс. ширина этикетки: 105.70 мм

