

Центрифуги для ЛПУ

с Регистрационным удостоверением Росздравнадзора

ДИА-М
сервисная лаборатория

Центрифуга EBA 200, Hettich, Германия

8x15 мл, макс. 6000 мин-1 (3460g)

EBA 200 – практичная, компактная центрифуга для круглодонных пробирок до 15 мл; наличие режима быстрого центрифугирования; установка скорости разгона и торможения; кнопочное управление; для медицинских и ветеринарных лабораторий

H/1800 Центрифуга 6000 об/мин, 3461g, 8 x 15 мл, с ротором и адаптерами для пробирок 4 мл, 5 мл и 7 мл, EBA 200, Hettich

1 797,= EUR



Центрифуги MF48 и MF20, Domel (EU)

до 4x400 или 6x100 мл, макс. 12600 об/мин (17800g)

MF48 и MF20 отлично подходят для медицинских и научных лабораторий, позволяют центрифугировать образцы от 0,2 до 750 мл в различных емкостях: пробирки 5-10 мл, пробирки типа Эппендорф на 0,2-2 мл, 5 мл; пробирки типа Фалькон на 15 или 50 мл; пробирки для ПЦР стрипованные; с плоским, круглым или коническим дном, ИФА-планшеты, планшеты для ПЦР.



- Скорость/ускорение – 4500–18000 об/мин/ (4600 – 31150g)
- Объемы – от 0,2 до 750 мл
- Макс. вместимость – 3000 л
- Угловые роторы – до 18000 об/мин (31150 g)
- Бакет-роторы – до 5000 об/мин (4220 g)
- Световая индикация завершения цикла центрифугирования

- Система для быстрой смены роторов без использования инструментов
- Моторизованное открывание крышки
- Количество режимов ускорения/торможения – 10
- Количество программ в памяти – 10

Центрифуга без охлаждения

414390 Центрифуга 12600 об/мин, 17800 g, 4 x 400 или 6 x 100 мл, без ротора, MF48 Awel, Domel 471 040,= руб

Центрифуги с охлаждением (-20...40°C)

414391 Центрифуга 14000 об/мин, 20800 g, 4x400 или 6x100 мл, с охлаждением, без ротора, MF48-R Awel, Domel 678 560,= руб.

409901 Центрифуга 18000 об/мин, 31150 g, 4 x 200 мл или 15 x 30 мл, с охлаждением, без ротора, MF20-R, Domel 611 440,= руб.

Центрифуги с роторами для конических пробирок 15 и 50 мл

409901комп50 Центрифуга 5000 об/мин, 3490 g, с охлаждением, с ротором 6 x 50 мл конические и адаптерами 6 x 15 мл, MF20-R, Domel (аналог: 5920 R, Eppendorf), Domel 674 320,= руб.

409901комп1550 Центрифуга 5000 об/мин, 4224 g с охлаждением, ротором 4 x 200 мл и адаптерами 4 x 50 мл конич., 8 x 15 мл конич., MF20-R, Domel (аналог: 5920 R, Eppendorf) 776 080,= руб.

414391комп50 Центрифуга 11300 об/мин, 15000 g, с охлаждением, с ротором 8 x 50 мл конические и адаптерами 8 x 15 мл, MF48-R, Domel (аналог: 5910 Ri, Eppendorf) 784 080,= руб.

Центрифуга с ротором для планшет

409901комп1550п Центрифуга 5000 об/мин, 4224 g с охлаждением, ротор 4 x 200 мл, роторы и адаптеры для пробирок 5/15/50 мл и планшетов, MF20-R, Domel (аналог: 5910 Ri, Eppendorf) 891 280,= руб.

Центрифуги С 2201/2202, Листон, Россия

4х90 мл, 12х15 мл или 20х15 мл, макс. 3600 об/мин (2415g)

- Прочный и легкий корпус, изготовленный с применением алюминия
- Микропроцессорная система управления и электромагнитный датчик для поддержания скорости вращения с высокой точностью
- Датчик дисбаланса и экстренное аварийное торможение



C2202-CRS490
C2201-CRA1215
C2201-CRA2015

Центрифуга 3500 об/мин, 2130g, 4х90 мл, с ротором CRS 490, С 2202, Листон
Центрифуга 3600 об/мин, 2415g, 12х15,0 мл, с ротором CRA 1215, С 2201, Листон
Центрифуга 3600 об/мин, 2415g, 20х15,0 мл, с ротором CRA 2015, С 2201, Листон

109 250,= руб.
67 677,= руб.
70 753,= руб.

Центрифуга С 2203, Листон, Россия

4х180 мл, макс. 3000 об/мин (1800g)

- Вместимость до 720 мл
- Плавный разгон и торможение
- Встроенный датчик дисбаланса и экстренное аварийное торможение не более 20 секунд; автоматическая блокировка крышки при вращении ротора
- Время достижения установленного режима работы центрифуги не более 2 мин



C2203-CRS4180-50-10

Центрифуга 3000 об/мин, 1800 g, 4 × 180 мл, с ротором CRS 4180 и адаптерами 8 x 50 мл и 48 x 10 мл, настольная, С 2203, Листон (аналоги 5804, Eppendorf; ВКС-ТН21, Китай; ВКС-ТЛ5L, Китай)

158 300,= руб.

C2203-CRS4180

Центрифуга 3000 об/мин, 1800 g, 4х180 мл, с ротором CRS 4180, настольная, С 2203, Листон (аналоги ВКС-ТН21, Китай; ВКС-ТЛ5L, Китай)

149 500,= руб.

CAS 180.3-1.45.80

Адаптер для 100 мл, 1 место, к ротору CRS 4180, 4 шт/уп

14 915,= руб.

CAS 180.3-2.30.115

Адаптер для пробирок 50 мл конические, 2 места, к ротору CRS 4180, 4 шт/уп

14 915,= руб.

CAS 180.3-12.17.110

Адаптер для пробирок 10 мл конические, 12 мест, d17 мм, H110 мм, к ротору CRS 4180, 4 шт/уп

14 915,= руб.

CAS 180.3-12.16.110

Адаптер для пробирок 9 мл вакутейнер, 12 мест, d16 мм, H110 мм, к ротору CRS 4180

14 915,= руб.

CAS 180.3-14.13.100

Адаптер для пробирок 5-6 мл вакутейнер, 14 мест, d13 мм, H100 мм, ротор CRS

14 915,= руб.

Цены указаны на 1 сентября 2022

ООО «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург

+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск

+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж

+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола

+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск

+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань

+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону

+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург

+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово

+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения

+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

