

Распылительные сушилки

ДИА-М
сервисная лаборатория



Распылительные сушилки Buchi, Швейцария



Распылительные сушилки **Buchi** представлены несколькими моделями, различающиеся размером получаемых частиц порошка от 0,2 до 25 мкм.

Также есть модели распылительных сушилок, предназначенные для работ с органическими растворителями, все трубки и соединения которых устойчивы к растворителям.

Nano Spray Dryer B-90 (Basic — водные образцы, **Advanced** — органические растворители).

- Размер частиц продукта — от 200 нм до 5 мкм, производительность по воде 200 мл/ч.

Mini Spray Dryer S-300 (Basic - водные образцы, **Advanced** — органические растворители, **Corrosive** — органические растворители, кислотная или щелочная среда).

- Размер частиц продукта, мкм — 1–60, производительность по воде 1000 мл/ч.

11055320	Сушилка распылительная, от 0,2 до 5 мкм, 200 мл/ч, для водных растворов, Nano Spray Dryer B-90 HP Basic, Buchi
11055321	Сушилка распылительная, от 0,2 до 5 мкм, 200 мл/ч, для органических растворов, Nano Spray Dryer B-90 HP Advanced, Buchi
S-300	Сушилка распылительная, от 1 до 25 мкм, 1000 мл/ч, для водных растворов, Mini Spray Dryer S-300, Buchi
S-300 Advanced	Сушилка распылительная, от 1 до 25 мкм, 1000 мл/ч, для органических растворов, Mini Spray Dryer S-300 Advanced, Buchi
S-300 Corrosive	Сушилка распылительная, от 1 до 25 мкм, 1000 мл/ч, для органических растворов, кислотной и щелочной среды, Mini Spray Dryer S-300 Corrosive, Buchi

Распылительные сушилки Pilotech

Модели, различающиеся производительностью от 500 до 4000 мл/ч и размером получаемых частиц от 0,5 до 25 мкм; для работы с водными образцами, органическими растворителями и для сушки термочувствительных образцов.

Сушилки Pilotech для водных растворов

- размер частиц продукта, мкм — 0,5–25, производительность по воде, мл/ч — 500, 1500, 4000

Сушилки Pilotech для органических растворителей

- размер частиц продукта, мкм — 1–25, производительность по воде, мл/ч — 500

Сушилки Pilotech для термочувствительных образцов

- размер частиц продукта, мкм — 1–25, производительность по воде, мл/ч — 500, 1500



YC-500	Сушилка распылительная, от 1 до 25 мкм, 500 мл/ч, для водных растворов, YC-500, Pilotech
YC-501	Сушилка распылительная, от 1 до 25 мкм, 500 мл/ч, для органических растворов, инертный контур, YC-501, Pilotech
YC-510	Сушилка распылительная, от 1 до 25 мкм, 500 мл/ч, вакуумная, для термочувствительных материалов, YC-510, Pilotech
YC-015	Сушилка распылительная, от 0,5 до 25 мкм, 1500 мл/ч, для водных растворов, YC-015 Nano, Pilotech
YC-2000	Сушилка распылительная, от 1 до 25 мкм, 1500 мл/ч, вакуумная, для термочувствительных материалов, YC-2000, Pilotech
YC-018	Сушилка распылительная, от 1 до 100 мкм, 4000 мл/ч, для водных растворов, YC-018, Pilotech

Распылительные сушилки Labfreez

Модели, различающиеся производительностью испарения по воде от 500 до 5000 мл/ч и размером получаемых частиц от 1 до 100 мкм; для работ с водными образцами, органическими растворителями, для сушки термочувствительных образцов (ферментные препараты и пробиотики); система распыления, сушки и сбора — из прозрачного высококачественного боросиликатного стекла или из нержавеющей стали SUS 304.

Сушилки Labfreez для водных растворов

- размер частиц продукта, мкм — 1-100, производительность по воде, мл/ч — 500, 1500, 1800, 2200, 5000

Сушилки Labfreez для органических растворителей

- размер частиц продукта, мкм — 1-100, производительность по воде, мл/ч — 500, 1500, 4000, 5000

Сушилки Labfreez для термочувствительных образцов

- размер частиц продукта, мкм — 1-100, производительность по воде, мл/ч — 500, 1500, 3000



- SD-500 Сушилка распылительная, от 1 до 25 мкм, 500 мл/ч, для водных растворов, SD-500, Labfreez
SD-15 Сушилка распылительная, от 1 до 25 мкм, 1500 мл/ч, для водных растворов, SD-15, Labfreez
SD-6000 Сушилка распылительная, от 1 до 25 мкм, 1500 мл/ч, для водных растворов, SD-6000, Labfreez
SD-6000S Сушилка распылительная, от 1 до 25 мкм, 1500 мл/ч, для водных растворов, SD-6000S, Labfreez
SD-6000N Сушилка распылительная, от 1 до 25 мкм, 1500 мл/ч, для водных растворов, SD-6000N с рукавным фильтром, Labfreez
SD-18A Сушилка распылительная, от 1 до 25 мкм, 1800 мл/ч, для водных растворов, SD-18A, Labfreez
SD-8000S Сушилка распылительная, от 1 до 25 мкм, 2200 мл/ч, для водных растворов, SD-8000S, Labfreez
SD-8000G Сушилка распылительная, от 1 до 25 мкм, 2200 мл/ч, для водных растворов, SD-8000G, Labfreez
SD-1900 Сушилка распылительная, от 5 до 100 мкм, 5000 мл/ч, для водных растворов, SD-1900, Labfreez



- SD-501 Сушилка распылительная, от 1 до 25 мкм, 500 мл/ч, для органических растворов, SD-501, Labfreez
SD-15A Сушилка распылительная, от 1 до 25 мкм, 1500 мл/ч, для органических растворов, SD-15A, Labfreez
SD-1800A Сушилка распылительная, от 5 до 100 мкм, 4000 мл/ч, для органических растворов, SD-1800A, Labfreez
SD-1900A Сушилка распылительная, от 1 до 100 мкм, 5000 мл/ч, для органических растворов, SD-1900A, Labfreez

- SD-5000 Сушилка распылительная, от 1 до 25 мкм, 500 мл/ч, для термочувствительных материалов, с инертным контуром, SD-5000, Labfreez
SD-1800F Сушилка распылительная, от 1 до 25 мкм, 1500 мл/ч, для термочувствительных материалов, SD-1800F, Labfreez
SD-2000 Сушилка распылительная, от 1 до 25 мкм, 1500 мл/ч, для термочувствительных материалов, SD-2000, Labfreez
SD-2000A Сушилка распылительная, от 1 до 100 мкм, 3000 мл/ч, для термочувствительных материалов, SD-2000A, Labfreez

ООО «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

