



lab disc white

/// Технический паспорт

Ультратонкая компактная магнитная мешалка с современной катушкой электромагнита. Износоустойчивый привод без движущихся деталей. Для более качественного перемешивания, мешалка может изменять направление вращения каждые 30 секунд.

- высокий класс защиты (IP 65)
- пластина и корпус изготовлены из химически стойких материалов
- нескользкая, безопасная подставка



designed for scientists

Технические данные

Места для перемешивания	1
Макс. Объем (H ₂ O) [l]	0.8
Производимая мощность привода [W]	3
Диапазон вращающего момента [гpm]	15 - 1500
Макс. длина магнитного мешальника [mm]	25
Нагревательная пластина материал	Полиэстер
Нагревательная пластина размер [mm]	Ø 100
Размеры [mm]	116 x 12 x 175
Вес [kg]	0.599
Допустимая температура окружающей среды [°C]	5 - 40
Допустимая относительная влажность [%]	80
Класс защиты согласно DIN EN 60529	IP 65
Напряжение [V]	100 - 240
Частота [Hz]	50/60
Потребляемая мощность [W]	5

000 «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

