

IKA

designed for scientists

ДИА•М
современная лаборатория

www.dia-m.ru
заказ on-line



H 3000

/// Технический паспорт

Стакан, нержавеющая сталь, 3 л

Внутр. Ø: 180 мм,

Высота: 119 мм



designed for scientists

Технические данные

Внутренний диаметр [mm]	180.0
Нижняя форма	полый цилиндрический
Полезный объем макс. [ml]	3000
Материал	Нерж. сталь 1.4301
Высота [mm]	119
Вес [kg]	0.9575

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

