

Морозильники до –86°С со склада ДИАЭМ

ДИА-М
сервисная лаборатория

Отечественные морозильники до -45 и -86°С

В любой медицинской и научной лаборатории из области life science необходима установка холодильной и морозильной техники для обеспечения условий хранения реагентов, образцов, материалов. **ДИАЭМ** предлагает широкий выбор холодильников и морозильников в разном температурном диапазоне, от разных производителей, в т.ч. с возможностью квалификации по протоколам IQ/OQ (что особенно важно для фармацевтической отрасли).

На нашем складе появились новые низкотемпературные (до –45°С) и ультранизкотемпературные (до –86°С) морозильные лари российского производства. Уникальное однокомпрессорное решение для установок на –86°С. Компактные и надежные устройства, адаптированные для российских условий. Бесперебойные поставки.

- Горизонтальное исполнение;
- сигнализация повышения/понижения температуры относительно заданной;
- замок на двери;
- отверстие для логгера данных температуры;
- хладагент – R290 и R404a;
- корпус – крашеная сталь, ABS пластик;
- внутренняя камера – крашеная сталь.

Получение Регистрационных Удостоверений
Росздравнадзора – III квартал 2023 г.



Модель	МНТ-45	МНТ-45С	МНТ-80	МНТ-80С
Диапазон температур, °С	от -10 до -45		от -60 до -86	
Объем камеры, л	70	49,5	70	49,5
Размер внутренней камеры, ШхГхВ, мм	410×410×470	350×350×470	410×410×470	350×350×470
Габариты, ШхГхВ, мм	555×630×890	495×570×890	555×630×890	495×570×890
Вес нетто, кг	55	45	55	45

Информация для заказа:

МНТ-45С	Морозильник -45 °С, горизонтальный, 49,5 л, МНТ-45С, Россия	205 800,=
МНТ-80С	Морозильник -86 °С, горизонтальный, 49,5 л, МНТ-80С, Россия	522 900,=
МНТ-45	Морозильник -45 °С, горизонтальный, 70 л, МНТ-45, Россия	205 800,=
МНТ-80	Морозильник -86 °С, горизонтальный, 70 л, МНТ-80, Россия	522 900,=

Цены указаны в рублях на 01.09.2022

000 «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemeroovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru



Binder, Германия

Морозильники с самым низким потреблением энергии в своем классе и экологичными хладагентами R-290 и R-170. Серия **UV F** – модели на выбор – с водяным или воздушным охлаждением, теплоизоляцией на вакуумных панелях, внутреннее пространство полностью из нержавеющей стали

- Диапазон температур, °C – от –90 до –40
- Объем камеры, л – 477 и 700
- Вертикальное исполнение



Eppendorf

Традиционно высокое качество, инновационные технологии, эргономичность и экологичность использования. Серия **CryoCube** – увеличенная вместимость, сенсорный или кнопочный дисплей, экохладагент, **Innova** – традиционный хладагент.

- Диапазон температур, °C – от –50 до –86
- Объем камеры, л – 101, 360, 440, 535, 570, 740
- Вертикальное и горизонтальное исполнение



PHCbi

Техника японского производства, давно и надежно зарекомендовала себя у российских пользователей. Широкий диапазон моделей с **VIP** (130 мм) и **VIP Plus** (80 мм) – изоляционными панелями, низким энергопотреблением и высокой надежностью. Серия **TwinGuard** – две независимые охлаждающие системы, большой сенсорный дисплей, **VIP ECO** – натуральные хладагенты, изоляция **VIP Plus**, **VIP** – самая маленькая модель, горизонтальная, **PRO** – экохладагент, VIP-изоляция.

- Диапазон температур, °C – от –50 до –90
- Объем камеры, л – 84, 333, 360, 528, 575, 715, 729, 845
- Вертикальное и горизонтальное исполнение

Haier

Китайский производитель медицинской техники, широко представленный на российском рынке life science. Закрывает широкий диапазон задач пользователей за счет разнообразия моделей. Серия **DW-86L...E** – VIP изоляция, кнопочное управление, **DW-86W** – лари со стандартной изоляцией, **DW-86L...S/ST** – двойная независимая система охлаждения, **DW-86L...BP** – частотно-регулируемый привод компрессора, кнопочное управление, **DW-86L...BPT** – частотно-регулируемый привод компрессора, сенсорный дисплей.

- Диапазон температур, °C – от –40 до –86
- Объем камеры, л – 100, 340, 380, 420, 490, 580, 720, 820, 950
- Вертикальное и горизонтальное исполнение

