



ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКИЙ НАСОС

DOSYWEL

А.В.Е., Франция

DOSYWEL – легкий, компактный и надежный перистальтический насос, позволяющий точно дозировать и быстро разливать жидкие или агаризованные среды и любые другие неагрессивные жидкости через силиконовые трубки разного диаметра. Скорость розлива регулируется от 10 до 550 об/мин. Объем дозирования устанавливается от 1 до 9999 мл. Наличие USB портов позволяет подключать различные периферийные устройства (ножную педаль, билетный принтер, клавиатуру, считыватель штрих-кода). Перед каждой новой партией среды прибор напоминает о необходимости калибровки.

Технические характеристики:

- Микропроцессорный контроль
- До 20 программ в памяти
- Розлив возможен вручную, с ножной педалью (опция) и автоматическим способом (программируется количество доз и интервал между дозами)
- Объем дозирования от 1 мл до 9999 мл
- 4 USB порта
- Мощность: 90 Вт
- Электропитание: 220 В/50 Гц
- Габариты: 210x190x250 мм
- Вес: 3,8 кг



В комплекте поставки с насосом: **DOSW2003** - набор магистралей 3,2 мм с наконечником для розлива– 1 шт

ОПЦИИ

DILW2001	Дополнительный насос
DOSW2001	Набор магистралей 6,4 мм с наконечником для розлива
DOSW2002	Набор магистралей 4,8 мм с наконечником для розлива
DOSW2003	Набор магистралей 3,2 мм с наконечником для розлива
DILW3001	Трубки 6,4 мм для головки насоса, 5 шт/уп
DILW3002	Трубки 4,8 мм для головки насоса, 5 шт/уп
DILW3003	Трубки 3,2 мм для головки насоса, 5 шт/уп
DILW2006	Наконечник с фильтром для забора жидкости для бутылки на 1-2 л
DILW2010	Считыватель штрих-кода
DILW2011	Билетный принтер (USB)
DILW3005	Бумага для билетного принтера, 1 рулон
DILW2033	Клавиатура
DILW2013	Ножная педаль USB
DILW2012	Клавиатура (Keypad)



000 «Диаэм»

www.dia-m.ru

Москва
ул. Магаданская, 7/3
тел./факс:
(495) 747-0508
sales@dia-m.ru

Новосибирск
пр. Акад.
Лаврентьева, 6/1
тел./факс:
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань
ул. Парижской
Коммуны, д. 6
тел./факс:
(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Санкт-Петербург
ул. Профессора
Попова, 23
тел./факс:
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
пер. Семашко, 114
тел./факс:
(863) 250-0006
rnd@dia-m.ru

Пермь
Представитель
в УФО
тел./факс:
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

Воронеж
тел./факс:
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru