

Лабораторные лиофильные сушилки

ДИАМ
сервисная лаборатория

Китай

ВIOBASE

БК-FD 10 S/P/T/PT

- 3 л/сутки, настольная;
- емкость по льду, л – 6,9;
- температура конденсора, °С – -60;
- 4 варианта комплектации: со стандартной камерой, с камерой с 8 клапанами, с камерой с полками и системой укупорки, с камерой с 8 клапанами, с полками и системой укупорки;
- ШхВхГ, мм – 600×560×880;
- вес, кг – 95.



БК-FD10S	Ллиофильная сушилка, до -60 °С, 6,9 л, 3 л/сутки, настольная, стандартная камера, БК-FD10S	204 750,=
БК-FD10P	Ллиофильная сушилка, до -60 °С, 6,9 л, 3 л/сутки, настольная, камера с 8 клапанами, БК-FD10P	266 175,=
БК-FD10T	Ллиофильная сушилка, до -60 °С, 6,9 л, 3 л/сутки, настольная, камера с полками и системой укупорки, БК-FD10T	252 000,=
БК-FD10PT	Ллиофильная сушилка, до -60 °С, 6,9 л, 3 л/сутки, настольная, камера с 8 клапанами, полками и системой укупорки, БК-FD10PT	305 550,=

БК-FD 12 S/P/T/PT

- 4 л/сутки, напольная;
- емкость по льду, л – 9,3;
- температура конденсора, °С – -60/-80 (опция);
- 4 варианта комплектации: со стандартной камерой, с камерой с 8 клапанами, с камерой с полками и системой укупорки, с камерой с 8 клапанами, с полками и системой укупорки;
- ШхВхГ, мм – 480×620×1370;
- вес, кг – 80.



БК-FD12S	Ллиофильная сушилка, до -60 °С / -80 °С, 9,3 л, 4 л/сутки, напольная, стандартная камера, БК-FD12S	399 750,=
БК-FD12P	Ллиофильная сушилка, до -60 °С / -80 °С, 9,3 л, 4 л/сутки, напольная, камера с 8 клапанами, БК-FD12P	289 500,=
БК-FD12T	Ллиофильная сушилка, до -60 °С / -80 °С, 9,3 л, 4 л/сутки, напольная, камера с полками и системой укупорки, БК-FD12T	455 175,=
БК-FD12PT	Ллиофильная сушилка, до -60 °С / -80 °С, 9,3 л, 4 л/сутки, напольная, камера с 8 клапанами, полками и системой укупорки, БК-FD12PT	339 000,=

БК-FD 20S/T

- 6 л/сутки, напольная;
- емкость по льду, л – 14;
- температура конденсора, °С – -50/-70 (опция);
- 2 варианта комплектации: со стандартной камерой, с камерой с системой укупорки;
- ШхВхГ, мм – 840×750×1580;
- вес, кг – 300.



БК-FD20S	Ллиофильная сушилка, до -50 °С / -70 °С, 14 л, 6 л/сутки, напольная, стандартная камера, БК-FD20S	1 290 000,=
БК-FD20T	Ллиофильная сушилка, до -50 °С / -70 °С, 14 л, 6 л/сутки, напольная, камера с системой укупорки, БК-FD20T	1 370 250,=

Цены указаны в рублях на 01.09.2022

ООО «Диаэм»

Москва

ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru



БК-FD 18S/P/T/PT

- 6 л/сутки, напольная;
- емкость по льду, л – 23;
- температура конденсора, °C – -56 / -80 (опция);
- 4 варианта комплектации: со стандартной камерой, с камерой с 8 клапанами, с камерой с полками и системой укупорки, с камерой с 8 клапанами, с полками и системой укупорки;
- ШхВхГ, мм – 630×580×1810;
- вес, кг – 174.



БК-FD18S	Лиофильная сушилка, до -56 °C / -80 °C, 23 л, 6 л/сутки, напольная, стандартная камера, БК-FD128S	341 250,=
БК-FD18P	Лиофильная сушилка, до -56 °C / -80 °C, 23 л, 6 л/сутки, напольная, камера с 8 клапанами, БК-FD12P	404 250,=
БК-FD18T	Лиофильная сушилка, до -60 °C / -80 °C, 23 л, 6 л/сутки, напольная, камера с полками и системой укупорки, БК-FD18T	360 750,=
БК-FD18PT	Лиофильная сушилка, до -60 °C / -80 °C, 23 л, 6 л/сутки, напольная, камера с 8 клапанами, полками и системой укупорки, БК-FD18PT	414 000,=


БК-FD 30S/T

- 8 л/сутки, напольная;
- ёмкость по льду, л – 26;
- температура конденсора, °C – -50 / -70 (опция);
- 2 варианта комплектации: со стандартной камерой, с камерой с системой укупорки;
- ШхВхГ, мм – 920×780×1420;
- вес, кг – 400.


БК-FD30S	Лиофильная сушилка, до -50 °C / -70 °C, 26 л, 8 л/сутки, напольная, стандартная камера, БК-FD30S	1 440 000,=
БК-FD30T	Лиофильная сушилка, до -50 °C / -70 °C, 26 л, 8 л/сутки, напольная, камера с системой укупорки, БК-FD20T	1 824 000,=

Цены указаны в рублях на 01.09.2022

Морозильник -86°C, горизонтальный, МНТ-80С/-80, Россия



- Регулируемый диапазон температур, °C – от -60 до -86;
- объем камеры, л – 49,5 и 70;
- сигнализация повышения/понижения температуры относительно заданной;
- замок на двери;
- отверстие для логгера данных температуры;
- хладагент – HC (углеводородный);
- корпус – крашеная сталь, ABS пластик;
- внутренняя камера – крашеная сталь;
- габариты, ШхГхВ, мм – 495×570×890 / 555×630×890;
- вес нетто, кг – 45/55.



МНТ-80С	Морозильник -86°C, горизонтальный, 49,5 л, МНТ-80С, Россия	522 900,=
МНТ-80	Морозильник -86°C, горизонтальный, 70 л, МНТ-80, Россия	522 900,=

Морозильник -86 °C, горизонтальный, 100 л, кнопочная клавиатура, каскадное охлаждение, DW-86W100, Haier



- Регулируемый диапазон температур, °C – от -40 до -86;
- объем камеры, л – 100;
- микропроцессорный контроллер;
- кнопочная панель управления;
- сигнализация отключения электропитания, повышения/понижения температуры относительно заданной, перегрева конденсора, низкого заряда батареи, незакрытой двери;
- хладагент – HC (углеводородный);
- мощность, Вт – 550;
- габариты, Ш × Г × В, мм – 769 × 825 × 1120;
- вес нетто, кг – 138.

DW-86W100	Морозильник -86 °C, горизонтальный, 100 л, кнопочная клавиатура, каскадное охлаждение, DW-86W100	441 000,=
-----------	--	-----------