

Морозильники -86 °C

Для самых ценных образцов!

ДИАМ
сервисная лаборатория



Среди новинок Диаэм – ультранизкотемпературные морозильники производства Midea. Бытовая техника этого международного концерна много лет представлена на рынке РФ и завоевала обоснованное доверие покупателей. Теперь мы можем предложить к заказу коммерческую технику Midea для использования в лабораториях и медицинских учреждениях.

В линейке низкотемпературных морозильников есть модели Dual guard, которые имеют два независимых контура охлаждения. В случае выхода из строя одного, второй поддерживает температуру в камере до -80 °C.

- Диапазон температур, С° - от -40 до -86;
- ЖК-дисплей или сенсорный экран;
- многослойная силиконовая прокладка двери для большей герметизации;
- материал внутри камеры – нержавеющая сталь, кроме модели на 108 л;
- изоляционные панели VIP Plus;
- двойной контур охлаждения у моделей от 568 л;
- USB-порт, батарея резервного питания, замок на двери, эргономичная ручка;
- сигнализация - при повышении/понижении температуры в камере, неполадках с электропитанием, незакрытой двери, высокой температуре окружающей среды, низком заряде резервной батареи.

Для оптимального использования объема в камере возможен заказ штативов из нержавеющей стали. Штативы можно заполнить коробками размером 1" и 2".



Дверная ручка морозильников -86 °C



Сенсорная панель управления морозильников до -86 °C

Морозильник 838 л, Dual Guard, сенсорный экран, MD-86L838T

Информация для заказа:

MD-86L108 Морозильник до -86 °C, 108 л, MD-86L108, Midea

407 320, =

Штатив для замораживания криопробирок Морозко, diaCell



Штативы **diaCell Морозко** от компании Диаэм гарантируют стабильное понижение температуры со скоростью 1 °C/мин. Радиальное расположение криопробирок в штативе дает одинаковую скорость охлаждения в каждом цикле. В открытом штативе пробирки легко извлекать за выступающие колпачки.

- Вместимость – 12 на 1/2 мл
- Диаметр пробирки, мм – 12–13
- Размер штатива, мм – 108 × 100
- вес, г – 120

Информация для заказа:

KG2791 Штатив для замораживания криопробирок 1-2 мл, 12 мест, скорость замораживания 1 °C/мин, шестиугольная форма, фиолетовый, diaCell, Морозко, diaGene

6 700, =



Морозильник 108 л, MD-86L108

	MD-86 L108	MD-86 L485/T	MD-86 L568/T	MD-86 L718/T	MD-86 L838/T
Объем, л	108	458	568	718	838
Вместимость, криопробирки 2 мл, шт.	9000	32000	40000	50000	60000
Монитор	ЖК	ЖК/сенсорный			
Двойной контур охлаждения	–	–	да	да	да

MD-86L458	Морозильник до -86 °C, 458 л, ЖК-экран, MD-86L458, Midea	570 279,=
MD-86L458T	Морозильник до -86 °C, 458 л, сенсорный экран, MD-86L458T, Midea	638 959,=
MD-86L568	Морозильник до -86 °C, 568 л, Dual Guard, ЖК-экран, MD-86L568, Midea	835 203,=
MD-86L568T	Морозильник до -86 °C, 568 л, Dual Guard, сенсорный экран, MD-86L568T, Midea	915 694,=
MD-86L718	Морозильник до -86 °C, 718 л, Dual Guard, ЖК-экран, MD-86L718, Midea	944 018,=
MD-86L718T	Морозильник до -86 °C, 718 л, Dual Guard, сенсорный экран, MD-86L718T, Midea	1 022 663,=
MD-86L838	Морозильник до -86 °C, 838 л, Dual Guard, ЖК-экран, MD-86L838, Midea	1 169 103,=
MD-86L838T	Морозильник до -86 °C, 838 л, Dual Guard, сенсорный экран, MD-86L838T, Midea	1 246 740,=

Цены указаны на 1 декабря 2023 г.

Этикетки Brady для маркировки образцов в условиях низких температур

Этикетки **B-461**, **B-490** и **B-492** и **Brady** – морозостойкие этикетки, которые гарантируют отслеживаемость образцов в условиях низких температур.

- устойчивость к воздействию низких температур (-80 °C) и жидкого азота (-196 °C)
- возможность нанесения на замороженную поверхность
- широкий выбор размеров этикеток (криопробирки, криотростины, штативы для хранения криопробирок)
- высокое качество печати, долговечность



Диаэм, Москва ■ ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: 8 (800) 234-0508 ■ sales@dia-m.ru

С.-Петербург
spb@dia-m.ru

Новосибирск
nsk@dia-m.ru

Воронеж
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
nba@dia-m.ru

Красноярск
krsk@dia-m.ru

Казань
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
ekb@dia-m.ru

Кемерово
kemerovo@dia-m.ru

Нижний Новгород
nnovgorod@dia-m.ru

мобильное приложение



www.dia-m.ru

ДИАМ

современная лаборатория