

Септы и виалы хроматографические

Supelco

ДИА-М
сравнительная лаборатория

Виалы 2 мл, crimp top, d горлышка large 6 мм, прозрачное стекло, 12x32 мм
 Виалы 2 мл, crimp top, d горлышка large 6 мм, темное стекло, 12x32 мм
 Виалы 2 мл, crimp top, d горлышка standard 4,6 мм, прозрачное стекло, 12x32 мм
 Виалы 2 мл, crimp top, d горлышка standard 4,6 мм, темное стекло, 12x32 мм
 Виалы 2 мл, screw top, d горлышка large 6 мм, прозрачное стекло, 12x32 мм
 Виалы 2 мл, screw top, d горлышка large 6 мм, темное стекло, 12x32 мм
 Виалы 2 мл, screw top, d горлышка standard 4,6 мм, темное стекло, 12x32 мм
 Виалы 2 мл, screw top, d горлышка standard 4,6 мм, прозрачное стекло, 12x32 мм
 Виалы 2 мл, snap top, d горлышка large 6 мм, прозрачное стекло, 12x32 мм
 Виалы 2 мл, snap top, d горлышка large 6 мм, темное стекло, 12x32 мм
 Виалы 2 мл, snap top, d горлышка standard 4,6 мм, прозрачное стекло, 12x32 мм
 Виалы 2 мл, snap top, d горлышка standard 4,6 мм, темное стекло, 12x32 мм
 Виалы 2 мл, d горлышка 9 мм в форме вазы VersaVial, темное стекло
 Виалы 2 мл, d горлышка 9 мм в форме вазы VersaVial, прозрачное стекло
 Виалы 1,5 мл, d горлышка 9 мм в форме вазы VersaVial, ПП
 Виалы 1 мл, screw top, d горлышка large 6 мм, ПП, 12x32 мм
 Виалы 0,75 мл, screw top, d горлышка large 6 мм, ПП, 12x32 мм
 Виалы 0,5 мл, screw top, d горлышка large 6 мм, ПП, 12x32 мм
 Виалы 300 мкл со вставкой, screw top, d горлышка standard 4,6 мм, прозрачное стекло, 12x32 мм
 Виалы 300 мкл со вставкой, screw top, d горлышка standard 4,6 мм, темное стекло, 12x32 мм
 Виалы 250 мкл со вставкой, screw top, d горлышка standard 6 мм, прозрачное стекло, 12x32 мм
 Виалы 250 мкл со вставкой, screw top, d горлышка standard 6 мм, темное стекло, 12x32 мм
 Виалы 100 мкл, screw top, d горлышка large 6 мм, прозрачное стекло, 12x32 мм
 Виалы 100 мкл, screw top, d горлышка large 6 мм, ПП, 12x32 мм



Септа для 2 мл виалы, standard, коричневый PTFE/силикон белый, d8 мм
 Септа для 2 мл виалы, standard, синий PTFE/силикон, d8 мм
 Септа для 2 мл виалы, standard, красный PTFE/силикон, d8 мм
 Септа для 2 мл виалы, standard, белый PTFE/силикон, d8 мм
 Септа для 2 мл виалы, standard, PTFE/силикон, d8 мм, с разрезом
 Септа для 2 мл виалы, standard, PTFE/силикон/PTFE, d8 мм, 250 C
 Септа для 2 мл виалы, standard, Thermoseal PTFE/силикон, d8 мм, 300 C
 Септа для 2 мл виалы, standard, PTFE/резина красная, d8 мм, 100 C
 Септа для 2 мл виалы, standard, алюминий/силикон, d8 мм, 350 C
 Септа для 2 мл виалы, standard, черный Viton, тонкие, d8 мм, 300 C
 Септа для 2 мл виалы, standard, PTFE/бутил, d8 мм, 300 C



Крышка закручивающаяся для виалы, с отверстием, ПП, 135 C, Supelco
 Крышка закручивающаяся для виалы, с отверстием, phenolic, 149 C, Supelco
 Крышка закручивающаяся для виалы, ПП, алюминиевый вкладыш, 135 C, Supelco
 Крышка закручивающаяся для виалы, с отверстием, септа, Supelco
 Крышка алюминиевая для виалы, с отверстием, Supelco
 Крышка алюминиевая для виалы, с отверстием, септа, Supelco
 Крышка алюминиевая для виалы, open centre, Supelco

Ознакомиться подробнее вы можете в Каталоге Диаэм 2011-2012
 и на сайте www.dia-m.ru

Ацетонитрилы

J.T. Baker
Panreac

9012.2500

Ацетонитрил, HPLC-gradient grade, Far UV, min 99,8%, J.T.Baker, 2,5 л

43,00 евро

Показатель	Норма	Текущий лот
Содержание основного вещества	мин. 99,8%	100,0%
Сухой остаток	макс. 5 ppm	< 0.5 ppm
Кислотность, мэкв/г	макс. 0,0008	0,0003
Щелочность, мэкв/г	макс. 0,0006	0,00006
Вода	макс. 0,02%	0,002%
Флуоресценция примесей по хинину в максимуме	макс. 1,0 ppb	0,3 ppb
Флуоресценция примесей по хинину при 450 нм	макс. 0,3 ppb	0,2 ppb
Изменение поглощения при градиенте (254 нм)	макс. 0,001	<0,001
УФ поглощение (длина пути 1 см) при		
200 нм	макс. 0,1	0,04
210 нм	макс. 0,05	0,02
220 нм	макс. 0,03	0,01
254 нм	макс. 0,01	<0,01
280 нм	макс. 0,01	<0,01
350 нм	макс. 0,01	<0,01
400 нм	макс. 0,01	<0,01
Показатель преломления	1.344 n20/D	

Ацетонитрил очищен с использованием фильтров с размером пор 0,2 микрона; упакован под азотом.

221881.1611

Ацетонитрил, HPLC-gradient grade, PAI-ACS, 99,9%, Panreac, 1

33,00 евро

221881.1612

Ацетонитрил, HPLC-gradient grade, PAI-ACS, 99,9%, Panreac, 2,5 л

67,00 евро

221881.0316

Ацетонитрил, HPLC-gradient grade, PAI-ACS, 99,9%, Panreac, 25 л

598,00 евро

Содержание основного вещества	99,90%
Плотность, 20°C	0,779-0,783 г/см ³
Точка плавления	-48°C
Точка кипения	80-82°C
Нелетучие вещества	0,0002%
Кислотность, мэкв/г	0,0005
Щелочность, мэкв/г	0,0001
Вода	0,02%
Флуоресценция примесей по хинину в максимуме	0,5 ppb
Флуоресценция примесей по хинину при 450 нм	1,0 ppb
УФ поглощение (длина пути 1 см) при	
193 нм	0,222
195 нм	0,097
Полярность по Рошнейдеру	5,8
Элюотропный объем E° (AL203)	0,65
Показатель преломления	1.344 n20/D

Ацетонитрил очищен с использованием фильтров 0,2 микрона. Упакован под аргонном.

А также другие растворители со склада в Москве: пропанол, н-гексан, дихлорметан, этилацетат, ДМСО, ТГФ, гептан.

Ознакомиться подробнее и заказать можно на сайте
www.dia-m.ru

Диаэм | www.dia-m.ru

Офис в Москве: ул. Космонавта Волкова, 10. **Тел.:** (495) 745-0508 | **факс:** (495) 745-0509 | **e-mail:** info@dia-m.ru

Офис в Новосибирске: пр. Ак. Лаврентьева, 6/1 | **Тел/факс:** (383) 328-0048 | **e-mail:** nsk@dia-m.ru

Офис в Казани: Оренбургский тракт 20, оф. 217 | **Тел/факс:** (843) 277-6040 | **e-mail:** kazan@dia-m.ru

ДИА-М
химическая лаборатория