

Гомогенизатор Ultra-Turrax Tube Drive

Универсальный персональный гомогенизатор с высокой защитой от контаминации для диспергирования, перемешивания и перемалывания различных веществ и продуктов; возможно использование стерильных пробирок и/или пробирок с прокальвающейся крышкой; данная система гомогенизации запатентована.

Измельчение осуществляется в специальной пробирке, установленной на привод диспергатора за счет вращающего движения или пестика или магнитного мешалника или ротор-статора или стеклянных или металлических шариков (шаровая мельница).

Используются герметичные емкости из химически стойкого пластика (можно несколько раз мыть, автоклавировать), с рабочим объемом 2–15 мл и 15–50 мл.

Доступна в 2 вариантах:

- аналоговый (регулирование скорости и времени);
- цифровой (регулирование скорости, времени, турбо-режим, реверс, возможность подключения к ПК).

Используется для продуктов:

- сыр, мясо, мозги, потроха, печень, сливки, фруктовые концентраты, грибы, кожура (апельсиновая, картофельная), овощи, оливки без косточек;
- таблетки, капсулы, драже, свечи, мази;
- водоросли, трава, листья, корни, ил; ткани почек, печени, легких, лимфатические узлы, сердце, мышечная ткань, трахея, пуповина;
- удобрения, семена, почва, крахмал, тля; гранулы хмеля, солода;
- нефть, мазут; древесина.



Гомогенизатор Tube Mill control

Универсальная компактная ножевая мельница с пластиковой чашей из химически стойкого пластика (можно мыть) объемом до 40 мл с металлическим ножом, установленным в основании; обеспечивается высокий уровень безопасности для оператора, позволяет проводить измельчение даже замороженных образцов от 1 мкм до 100 мкм (зависит от образца); данная система запатентована; предназначен для измельчения мягких, жилистых, тяжелых и хрупких продуктов и тканей с твердостью до 5 Моос:

- рис, пшеница, фундук, кофе, специи, семена, петрушка, замороженный шоколад, говядина, колбаса, сосиски;
- таблетки, листья чая, замороженная пастила, соль, подорожник, корни каламуса;
- замороженные листья, трава, табак, имбирь;
- солома, древесный уголь, опилки, щепки;
- цветные пигменты, замороженный пчелиный воск; резина, пластик;
- куриные кости, замороженная куриная кожа, замороженный свиной зуб, куриный хрящ;
- галечный песок, галечный камень.



Лабораторные детергенты 7X

MP Biomedicals

ДИАМ
Специальная Лаборатория

Лабораторные детергенты **7X** разработаны для безопасной и эффективной очистки оборудования, посуды и поверхностей, где требуется высокая степень чистоты. **7X** мгновенно и полностью растворяется в воде при любых концентрациях без перемешивания. Мощные диспергирующие агенты расщепляют агломераты в отдельные частицы и удерживают их во взвешенном (дисперсионном) состоянии, не позволяя оседать на очищенной поверхности. pH раствора близок к нейтральному, что защищает стеклянную посуду от травления и преждевременного разрушения.

Для хороших результатов достаточно 20 мл на 1 л воды; применяется для замачивания в холодной или горячей воде; **7X** имеют неограниченный срок хранения в оригинальной упаковке при комнатной температуре.



Детергент 7X

Мощный детергент для обработки пластмассовой и стеклянной посуды. Состав: вода — более 25%, тетрафосфат натрия — 5–10%, диэтиленгликоль бутиловый эфир — 5–10%, соль диоктилсульфосукцинат натрия — 1–5%.

Детергент 7X-ES

Экологически безопасный вариант **7X**, полностью свободен от фосфатов и отлично биodeградируется. Состав: вода — более 25%, пентаметилен фосфонат гептанатрия — 10–25%, диэтиленгликоль бутиловый эфир — 1–5%, соль диоктилсульфосукцинат натрия — 1–5%.

Детергент 7X O-Matic

Детергент с низким пенообразованием для применения в автоматических моечных машинах; используется в условиях высокого давления и повышенных температурах.

Детергент 7X O-Matic ES

Аналогичен **7X O-Matic**, но с низким пенообразованием, не содержит фосфатов.



Информация для заказа:

На складе:		Цена
097667094уп	Детергент 7X, 3,785 л (1 галлон), MP Biomedicals	69905 руб.
097667095	Детергент 7X, 18,925 л (5 галлонов), MP Biomedicals	293150 руб.
097667194уп	Детергент ES-7X, 3,785 л (1 галлон), MP Biomedicals	66625 руб.
097667195	Детергент ES-7X, 18,925 л (5 галлонов), MP Biomedicals	325950 руб.
Под заказ:		
097667098	Детергент 7X, 208,175 л (55 галлонов), MP Biomedicals	по запросу
097667198	Детергент ES-7X, 208,175 л (55 галлонов), MP Biomedicals	по запросу
097667493	Детергент 7X O-Matic 3,785 л (1 галлон), MP Biomedicals	по запросу
097667495	Детергент 7X O-Matic 18,925 л (5 галлонов), MP Biomedicals	по запросу
097667498	Детергент 7X O-Matic 208,175 л (55 галлонов), MP Biomedicals	по запросу
097667593	Детергент ES 7X O-Matic 3,785 л (1 галлон), MP Biomedicals	по запросу
097667595	Детергент ES 7X O-Matic 18,925 л (5 галлонов), MP Biomedicals	по запросу
097667598	Детергент ES 7X O-Matic 208,175 л (55 галлонов), MP Biomedicals	по запросу
097668093	Детергент 7X, 5%-й раствор, 3,785 л (1 галлон), MP Biomedicals	по запросу
097668493	Детергент 7X O-Matic, 5%-й раствор, 3,785 л (1 галлон), MP Biomedicals	по запросу
097668193	Детергент ES 7X, 5%-й раствор, 3,785 л (1 галлон), MP Biomedicals	по запросу
097668593	Детергент ES 7X O-Matic, 5%-й раствор, 3,785 л (1 галлон), MP Biomedicals	по запросу

Офис в Москве: ул. Космонавта Волкова, 10. Тел.: (495) 745-0508 | факс: (495) 745-0509 | e-mail: info@dia-m.ru
Офис в Новосибирске: пр. Ак. Лаврентьева, 6/1 | Тел/факс: (383) 328-0048 | e-mail: nsk@dia-m.ru
Офис в Казани: Оренбургский тракт 20, оф. 217 | Тел/факс: (843) 277-6040 | e-mail: kazan@dia-m.ru

Диаэм | www.dia-m.ru

ДИАМ
Специальная Лаборатория