

Таблица совместимости наконечников Sovtech

Производитель	Модель дозаторов	Объем	Число каналов	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 200 мкл.	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 250 мкл.	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 1000 мкл.	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 5000 мкл.	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 10 000 мкл.
Thermo Fisher Scientific	Лайт	10 мкл	1	✓	✓			
		20 мкл	1	✓	✓			
		25 мкл	1	✓	✓			
		50 мкл	1	✓	✓			
		100 мкл	1	✓	✓			
		200 мкл	1	✓	✓			
		250 мкл	1			✓		
		500 мкл	1			✓		
		1000 мкл	1			✓		
		1-10 мкл	1	✓	✓			
		2-20 мкл	1	✓	✓			
		5-50 мкл	1	✓	✓			
		10-100 мкл	1	✓	✓			
		20-200 мкл	1	✓	✓			
		100-1000 мкл	1			✓		
		1-10 мл	1					✓
		5-50 мкл	8	✓	✓			
		30-300 мкл	8		✓			
	Блэк	10 мкл	1	✓	✓			
		20 мкл	1	✓	✓			
		50 мкл	1	✓	✓			
		100 мкл	1	✓	✓			
		200 мкл	1	✓	✓			
		500 мкл	1			✓		
		1000 мкл	1			✓		
		1-10 мкл	1	✓	✓			
		2-20 мкл	1	✓	✓			

Производитель	Модель дозаторов	Объем	Число каналов	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 200 мкл.	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 250 мкл.	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 1000 мкл.	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 5000 мкл.	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 10 000 мкл.
		5-50 мкл	1	✓	✓			
		10-100 мкл	1	✓	✓			
		20-200 мкл	1	✓	✓			
		100-1000 мкл	1			✓		
		0,5-5 мл	1				✓	
		1-10 мл	1					✓
		5-50 мл	8	✓	✓			
	Техно	10 мкл	1	✓				
		25 мкл	1	✓	✓			
		50 мкл	1		✓			
		100 мкл	1	✓				
		250 мкл	1			✓		
		500 мкл	1			✓		
		1000 мкл	1			✓		
		2000 мкл	1				✓	
		3000 мкл	1				✓	
		5000 мкл	1				✓	
		10000 мкл	1					✓
		1-10 мкл	1	✓	✓			
		2-20 мкл	1	✓	✓			
		10-100 мкл	1	✓	✓			
		20-200 мкл	1	✓	✓			
		100-1000 мкл	1			✓		
		0,5-5 мл	1				✓	
		1000-10000 мкл	1					✓
		5-50 мкл	8	✓	✓			
		10-100 мкл	8	✓	✓			
		5-50 мкл	12	✓	✓			
		10-100 мкл	12	✓	✓			

Производитель	Модель дозаторов	Объем	Число каналов	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 200 мкл.	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 250 мкл.	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 1000 мкл.	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 5000 мкл.	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 10 000 мкл.
	Дигитал	0,5-10 мкл	1	✓	✓			
		2-20 мкл	1	✓	✓			
		5-50 мкл	1	✓	✓			
		10-100 мкл	1	✓	✓			
		20-200 мкл	1	✓	✓			
		100-1000 мкл	1			✓		
		200-1000 мкл	1			✓		
		1-5 мл	1				✓	
		2-10 мл	1					✓
		5-50 мкл	8	✓	✓			
		50-300 мкл	8	✓	✓			
		5-50 мкл	12	✓	✓			
		50-300 мкл	12	✓	✓			
	Новус	1-10 мкл	1	✓	✓			
		5-50 мкл	1	✓	✓			
		10-100 мкл	1	✓	✓			
		100-1000 мкл	1			✓		
		0,5-5 мл	1				✓	
		1-10 мл	1					✓
		5-50 мкл	8	✓	✓			
		5-50 мкл	12	✓	✓			
	Finnpipette F1	10 мкл	1	✓	✓			
		20 мкл	1	✓	✓			
		25 мкл	1	✓	✓			
		50 мкл	1	✓	✓			
		100 мкл	1	✓	✓			
		200 мкл	1	✓	✓			
		250 мкл	1			✓		
		500 мкл	1			✓		

Производитель	Модель дозаторов	Объем	Число каналов	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 200 мкл.	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 250 мкл.	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 1000 мкл.	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 5000 мкл.	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 10 000 мкл.
		1000 мкл	1			✓		
		2000 мкл	1				✓	
		3000 мкл	1				✓	
		5000 мкл	1				✓	
		10000 мкл	1					✓
		1-10 мкл	1	✓	✓			
		2-20 мкл	1	✓	✓			
		5-50 мкл	1	✓	✓			
		10-100 мкл	1	✓	✓			
		20-200 мкл	1	✓	✓			
		100-1000 мкл	1			✓		
		0,5-5 мл	1				✓	
		1-10 мл	1					✓
		5-50 мкл	8	✓	✓			
		10-100 мкл	8	✓	✓			
		5-50 мкл	12	✓	✓			
		10-100 мкл	12	✓	✓			
	Finnpipette F2	10 мкл	1	✓	✓			
		20 мкл	1	✓	✓			
		25 мкл	1	✓	✓			
		50 мкл	1	✓	✓			
		100 мкл	1	✓	✓			
		200 мкл	1	✓	✓			
		250 мкл	1			✓		
		500 мкл	1			✓		
		1000 мкл	1			✓		
		2000 мкл	1				✓	
		3000 мкл	1				✓	
		5000 мкл	1				✓	

Производитель	Модель дозаторов	Объем	Число каналов	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 200 мкл.	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 250 мкл.	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 1000 мкл.	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 5000 мкл.	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 10 000 мкл.
		10000 мкл	1					✓
		1-10 мкл	1	✓	✓			
		2-20 мкл	1	✓	✓			
		5-50 мкл	1	✓	✓			
		10-100 мкл	1	✓	✓			
		20-200 мкл	1	✓	✓			
		100-1000 мкл	1			✓		
		0,5-5 мл	1				✓	
		1-10 мл	1					✓
		5-50 мкл	8	✓	✓			
		10-100 мкл	8	✓	✓			
		5-50 мкл	12	✓	✓			
		10-100 мкл	12	✓	✓			
Biohit	Proline (fixed)	250,500,1000 мкл	1	✓	✓	✓		
	Proline	50-250, 50-300 мкл	8	✓	✓			
	Proline Electronic / ePET	10-500, 50-1000 мкл	1	✓	✓	✓		
	Proline Electronic / ePET	25-250 мкл	1	✓	✓			
	eLine Electronic	50-1000 мкл	1			✓		
Eppendorf	Reference (fixed)	10,20,25,50,100	1	✓	✓			
	Reference (fixed)	200,250,500,1000	1	✓	✓			
	Reference	2-20	1	✓	✓			
	Reference	10-100	1	✓	✓			
	Reference	20-200	1	✓	✓			
	Reference	2, 2500	1				✓	
	Reference	2, 2000	1				✓	

Производитель	Модель дозаторов	Объем	Число каналов	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 200 мкл.	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 250 мкл.	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 1000 мкл.	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 5000 мкл.	Наконечник универсальный для пипеточных дозаторов объемом до 10 000 мкл.
	Reference	2, 250-2500	1				✓	
	Reference	1000	1			✓		
	Research (fixed)	10,20,25,50,100	1	✓	✓			
	Research (fixed)	200,250,500,1000	1	✓	✓	✓		
	Research	2-20,10-100,20-200	1	✓	✓			
	Research	100-1000	1			✓		
	Research	50-100,30-300	8	✓	✓			
	Research	50-100,30-300	12	✓	✓			
	Research Pro	50-100,20-300	1	✓	✓			
	Research Pro	50-1000	1			✓		
	Research Pro	5-100,20-300	8	✓	✓			
	Research Pro	50-1000	8			✓		
	Research Pro	5-100,20-300	12	✓	✓			
Gilson	Pipetman F2-F200 (fixed)	2,5,10,20,25,50,100,200	1	✓	✓			
	Pipetman F250-F1000 (fixed)	250,300,400,500,1000	1			✓		
	Pipetman P20	2-20	1	✓	✓			
	Pipetman P100	20-100,50-200	1	✓	✓			
	Pipetman P200	20-200	1	✓	✓			
	Pipetman UltraMultichannel 12*200	20-200	1	✓	✓			
	Pipetman P1000	200,1	1			✓		